

# Tipps & Tricks für den Zahnarzt

## Einsetzen von Eierschalenprovisorien

Ästhetische Sofortversorgung schnell, einfach und individuell gefertigt.



*Hauchdünne Provisorien*

Das anhand des Situationsmodells hergestellte Provisorium entspricht weitgehend der Situation vor der Präparation. An den Pfeilerzähnen besteht das Material aus der Mindeststärke (Eierschale). Nach der Präparation füllen Sie bitte den präparierten Raum (siehe auch nächste Seite) mit Ihrem praxisüblichen Komposit auf.

### Direkter Vorteil für Ihre Praxis

- Das Provisorium ist zu ca. 80 % bereits vor der Präparation fertig
- Kürzere Behandlungszeiten für den Zahnarzt und den Patienten
- Reduzierter Arbeitsaufwand für die Helferin und infolgedessen ein ruhigerer Praxisablauf
- Geringer Materialverbrauch
- Durch die eingescannte Situation und einen Einsetzschlüssel ist die exakte Bisshöhe festgelegt, somit ist eine Nonokklusion nicht möglich

# Schritt für Schritt zum Einsatz

## 1 Auspinseln



Die Provisoriumskronen hauchdünn mit dialog Bonding Fluid (Kunststoffverbundmaterial) auspinseln.

## 2 Härten

Danach 30 Sekunden unter der Polymerisationslampe anhärten.

## 3 Isolieren

Die Pfeilerzähne im Mund dünn mit Vaseline oder ähnlichem isolieren.

## 4 Füllen



*Provisorien von unten*

Füllen Sie die Provisoriumskronen mit Ihrem praxisüblichem Kunststoff/Komposit auf. Anschließend vorsichtig im Mund aufsetzen.

## Achtung!

Noch nicht runterdrücken!

## 5 Übertragung



*Modell mit „Übertragungsschlüssel“ aus rotem Kunststoff*

Jetzt nehmen Sie den beigefügten „Übertragungsschlüssel“ (roter Kunststoff) zur Hand und setzen diesen vorsichtig, mit den dafür vorbereiteten Impressionen, auf das Provisorium auf und drücken es damit langsam in Position. Mit dem Schlüssel wird die Höhe exakt festgelegt.

## Hinweis

Wird das Provisorium frei Hand runtergedrückt, besteht die Gefahr der Nonokklusion!

## 6 Aushärtung



Anschließend das Provisorium erneut aushärten lassen.

## 7 Ränder bearbeiten

Das Provisorium wieder aus dem Mund herausnehmen und die Ränder sauber ausarbeiten.

## 8 Einsetzen



Nun das Eierschalenprovisorium mit Ihrem praxisüblichem provisorischem Zement einsetzen.

## Experte



ZTM Helmut Heidlindemann

*Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie einfach kurz an.*

*Viele Grüße  
Ihr Team von Zahntechnik Heidlindemann*

## Kontakt

Heidlindemann GmbH  
An den Steinbrüchen 9  
35041 Marburg



Telefon: 06420-838138  
E-Mail: [zahntechnikheidlindemann@t-online.de](mailto:zahntechnikheidlindemann@t-online.de)

## Hinweis

*Dieser Bericht dient nicht als Anleitung. Die Anleitungen für die verwendeten Materialien und Geräte sind zu beachten. Die Verantwortung liegt beim Behandler.*