

metodo di disinfezione di livello intermedio (disinfezione mediante liquido) raccomandato dal Center for Disasee Control (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie) e sostenuto dall'American Dental Association – Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52, n. RR.17), Centers for Disease Control and Prevention (USA), [Richtlinie für Infektionsbekämpfung im dentalmedizinischen Umfeld 2003 (Band 52; n. RR-17), Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (USA)].

Pennello per primer e applicazione dell'Opaker: Se si utilizza il supporto per pennelli incluso, procedere come descritto di seguito. Rivestire il supporto per pennelli con un involucro igienico. Forare l'estremità chiusa dell'involucro con la punta anglare del supporto per pennelli. Quindi posizionare l'insero del pennello sul supporto in modo che questo sia pronto all'uso. L'uso di un involucro igienico facilita la pulizia e la disinfezione del supporto per pennelli tra due pazienti. Dopo aver utilizzato il supporto avvolto, rimuovere l'insero e l'involucro afferrando l'insero del pennello attraverso l'involucro igienico e rimuovendolo dal supporto. Gettare l'insero del pennello e l'involucro igienico nell'apposito smaltimento dei rifiuti. Disinfezione: Dopo aver rimosso l'insero del pennello e l'involucro igienico, disinfeettare il supporto con un metodo di disinfezione di livello intermedio (disinfezione mediante liquido) raccomandato dal Center for Disasee Control (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie) e sostenuto dall'American Dental Association – Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52, n. RR.17), Centers for Disease Control and Prevention (USA), [Richtlinie für Infektionsbekämpfung im dentalmedizinischen Umfeld 2003 (Band 52; n. RR-17), Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (USA)].

Conservazione

Il materiale va conservato a temperature comprese fra 10 e 25 °C. Dopo l'uso, richiudere bene la confezione e proteggere dalla luce diretta. Prima dell'utilizzo, il materiale deve raggiungere la temperatura ambiente. Dopo l'uso ritirare leggermente lo stantuffo della siringa per evitare un'adesione del foro di uscita.

Durata utile

La durata utile massima è riportata sull'etichetta di ogni confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Risoluzione dei problemi

| Errore | Causa | Rimedio |
|---|--|---|
| Il rivestimento non tiene dopo la riparazione | <ul style="list-style-type: none">– superficie non sufficientemente irrividita, pulita e asciugata – superficie nuovamente contaminata / toccata – ReVeneer non sottoposto ad asciugatura all'aria – ReVeneer Opaker o Base non completamente polimerizzato – dimensionamento diftesso della struttura – ReVeneer Base non applicato a strati uniformemente sottili | <ul style="list-style-type: none">– irrividire le superfici della struttura e rimuovere strati di grasso, umidità e polvere abrasiva. Evitare il contatto con l'umidità mediante l'uso di una diga di gomma – evitare il contatto con umidità e sporcizia mediante l'uso di una diga di gomma – lasciare asciugare completamente il primer, non soffiare con aria compressa – polimerizzare correttamente il materiale (vedere i punti seguenti) – nuovo dimensionamento della struttura – prestare attenzione ad uno spessore omogeneo degli strati |
| ReVeneer Opaker non completamente polimerizzato | <ul style="list-style-type: none">– Opaker applicato a strati troppo spessi – strati singoli non polimerizzati separatamente – potenza luminosa della polimerizzazione non sufficiente – tempi di indurimento troppo brevi o distanza troppo grande tra guida di luce e oggetto | <ul style="list-style-type: none">– applicare l'Opaker in strati più sottili – polimerizzazione separata dei singoli strati – controllo della potenza luminosa ed eventualmente sostituire la lampada – rispettare i tempi di indurimento e scegliere la minima distanza possibile |
| ReVeneer Base non completamente polimerizzato (pasta ancora verde dopo la fotopolimerizzazione) | <ul style="list-style-type: none">– ReVeneer Base applicato a strati troppo spessi – potenza luminosa della polimerizzazione non sufficiente – tempi di indurimento troppo brevi o distanza troppo grande tra guida di luce e oggetto | <ul style="list-style-type: none">– applicare ReVeneer Base a strati sottili – controllo della potenza luminosa ed eventualmente sostituire la lampada – rispettare i tempi di indurimento e scegliere la minima distanza possibile |
| ReVeneer Base non completamente chiuso, pasta polimerizzata | <ul style="list-style-type: none">– materiale non correttamente chiuso, pasta polimerizzata – dopo essere stato tolto dal frigorifero il materiale non ha raggiunto la temperatura ambiente | <ul style="list-style-type: none">– chiudere correttamente la siringa con il cappuccio dopo ogni rimozione di materiale – prima dell'uso lasciare che ReVeneer Base raggiunga la temperatura ambiente |
| ReVeneer Base è troppo liquido nella siringa | <ul style="list-style-type: none">– il materiale è stato conservato a lungo a temperature superiori a 25 °C | <ul style="list-style-type: none">– rispetto della temperatura di conservazione |

Garanzia

Le nostre istruzioni tecniche per l'impiego, orali, scritte o impartite a livello pratico, sono il frutto di nostre esperienze personali e vanno considerate, quindi, solo indicative.

I nostri prodotti sono soggetti a continua evoluzione, per cui ci riserviamo eventuali variazioni.

Avvertenza

Nel corso della lavorazione, osservare le apposite schede di sicurezza.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medicinale compaiono molto raramente, se la lavorazione e l'uso sono corretti. Non possono, però, essere escluse in assoluto le reazioni immunitarie (es. allergie) o le alterazioni della sensibilità locale. Si prega di comunicare la comparsa di effetti collaterali indesiderati, anche in caso di incertezza.

Controindicazioni / Interazioni

In presenza di ipersensibilità del paziente nei confronti di uno dei compon-enti, questo prodotto può essere usato esclusivamente sotto stretto controllo del medico /odontoiatra curante. In questi casi, è disponibile su richiesta la composizione del prodotto medicinale da noi fornito.

Nell'uso del prodotto, l'odontoiatra deve tener conto delle reazioni crociate e delle interazioni note del prodotto medicinale con altri materiali presenti nella cavità orale del paziente.

Istruccionres para el uso

Sistema de reparación de compuesto de cerámica

Indicación

La combinación de ReVeneer Primer y ReVeneer Base constituye un sistema de aplicación rápido y universal para la reparación intraoral y extraoral de revestimientos de cerámica fracturados, sin ser necesario aplicar un ataque por ácido.

Preparación de las fracturas superficiales

Alisar la superficie dañada y rasparla utilizando diamante de grano fino (< 50 µm) o un emisor intraoral, eliminar el material adherido con aire comprimido sin aceite. Evitar la contaminación por humedad, si no se puede garantizar debido a la desecación relativa con rollos de algodón, deberá colocarse un dique dental.

Nota

Con la aplicación de (emisor intraoral) intraoral (Al₂O₃/ < 120 µm) se mejora aún más la unión.

| ReVeneer Primer |
|--|
| Aplicación <p>ReVeneer Primer se utiliza en combinación con ReVeneer Base como material adherente intermedio entre la cerámica /metal y los compuestos.</p> <p>Inmediatamente después de la limpieza con aire comprimido exento de aceite se aplica sobre la cerámica o bien sobre las superficies metálicas eventualmente descubiertas una fina capa de ReVeneer Primer con un pincel y luego se deja ventilar durante 1 minuto aproximadamente. En caso necesario puede aplicarse una segunda capa. La superficie así tratada debe estar seca antes de iniciarse el procesamiento ulterior ya que de lo contrario la adherencia de los materiales se reduce considerablemente. Una vez aplicado el imprimador, no volver a tocar la superficie.</p> |

| ReVeneer Opaker |
|---|
| Aplicación <p>El opacador ReVeneer Opaker se usa para cubrir el puente de metal. Por esta razón, su aplicación será necesaria solamente, si la fractura se extiende hasta el puente.</p> <p>El opacador se aplica en capas finas mediante un pincel duro de pelo corto. Una capa de cobertura incompleta de opacador tiene un influjo negativo sobre la coloración. Para obtener una cobertura completa es necesario aplicar por lo menos dos capas. La fluidez del opacador puede optimizarse agitando en un bloque de mezcla. Las capas aplicadas se endurecen independientemente con un equipo de polimerización convencional (para los tiempos, ver la tabla en el apartado 4). El conductor de luz debe mantenerse lo más cerca posible de la superficie. No tocar la superficie del opaquer.</p> <p>Si las capas de opacador aplicadas son demasiado gruesas, se dificulta la polimerización óptima debilitándose así la unión. Una prolongación del tiempo de polimerización no aumenta la profundidad de endurecimiento.</p> |

Extensión del tratamiento de masas
1–3 minutos, según las condiciones de luz.

| ReVeneer Base |
|---|
| Aplicación <p>ReVeneer Base no sirve para completar el recubrimiento. Solamente mejora la unión adherente entre el material de estructura y el composite de relleno. La reparación en si se realiza a continuación con un composite microhíbrido convencional.</p> <p>Nota: muchos composites nanohíbridos tienen un gran módulo elástico, por lo que se desaconseja utilizar este composite de relleno.</p> |

Aplicación

ReVeneer Base se aplica en la estructura de la superficie con la cánula de aplicación curva incluida y se distribuye por toda la superficie con el pincel en una fina capa uniforme.

Por motivos higiénicos, los pinceles y las cánulas de aplicación incluidas solo deben utilizarse una vez.

Endurecer la capa aplicada con un equipo de polimerización convencional (para los tiempos, ver la tabla en el apartado 4). El conductor de luz debe mantenerse lo más cerca posible de la superficie. Durante la polimerización, en la superficie se forma una capa de despersión que no debe tocarse ni eliminarse. Sirve para establecer la unión con la siguiente capa de composite.

Tiempos de polimerización para ReVeneer Opaker y ReVeneer Base
(salvo error u omisión)

Polimerización de ReVeneer Opaker y ReVeneer Base
Para la polimerización se debe utilizar un equipo de fotopolimerización con un espectro de emisión de 350–500 nm. Las propiedades físicas exigidas solo se obtienen con lámparas que funcionen correctamente. Por eso, es necesario comprobar con regularidad que la intensidad de las lámparas se corresponde con los datos del fabricante.

Para el endurecimiento intraoral en el dentista:

- Tipo de lámpara: LED o halógena
- Intensidad luminosa: ≥ 650 mW/cm²
- Longitud de onda: 350– 500 nm
- Tiempo de endurecimiento del opaquer ReVeneer Opaker: 60 sec. por capa
- Tiempo de endurecimiento de la base ReVeneer Base: 40 sec. por capa

Para el endurecimiento extraoral en el laboratorio dental, se pueden utilizar equipos de fotopolimerización convencionales, p. ej.

| Equipo de fotopolimerización | ReVeneer Opaker | ReVeneer Base |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| Spektra LED | 60 sec. | 20 sec. |
| Spektra 2000 fast | 180 sec. | 180 sec. |
| Uni-XS / HiLite | 90 sec. | 90 sec. |
| GC Labolight LV-II / III | 60 sec. | 20 sec. |
| Solidilite EX / V | 60 sec. | 20 sec. |

Nota

Para evitar el endurecimiento prematuro de los materiales, en restauraciones que requieran mucho tiempo es recomendable alejar temporalmente la lámpara quirúrgica del área de trabajo o cubrir los componentes con una lámina que no deje pasar la luz.

Composite de relleno

Aplicar el composite siguiendo las instrucciones del fabricante, polimerizar y trabajar.

Nota: muchos composites nanohíbridos tienen un gran módulo elástico, por lo que se desaconseja utilizar este tipo de composites de relleno.

¡Importante!

Durante todo el proceso de restauración, se debe evitar que la saliva y otras impurezas entren en contacto con la superficie que va a ser tratada, de lo contrario la unión adherente se verá seriamente afectada. Evitar todo contacto entre ReVeneer Primer y Base con el tejido mucoso. Si no se puede garantizar debido a la desecación relativa de los rollos de algodón, deberá utilizarse un dique dental.

Este producto ha sido especialmente desarrollado para el campo de aplicación explicado. Debe utilizarse tal y como se indica en las instrucciones. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños derivados de una manipulación o un tratamiento inadecuados.

Desinfección /protección frente a la contaminación cruzada
ReVeneer Base: coloque una funda higiénica sobre la jeringa utilizada, en la que previamente se ha colocado una cánula de aplicación. Perfere el extremo cerrado de la funda con la cánula, de forma que la cánula quede libre para ser utilizada. La utilización de una funda higiénica facilita la limpieza y la desinfección de la jeringa entre dos pacientes. Después de utilizar la jeringa con la funda, retire la cánula y la funda; para ello, coja la base de la cánula a través de la funda higiénica, gírela y retírela de la jeringa junto con la funda. Deseche la cánula y la funda higiénica en el contenedor de residuos correspondiente. Vuelva a poner el tapón protector en la jeringa. Desinfección: después de retirar la cánula de aplicación y la funda higiénica, desinfecte la jeringa con uno de los métodos (desinfección de contacto utilizando líquido) recomendados por el Center for Disease Control (centro para el control de enfermedades) y avalado por the American Dental Association – Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52, No. RR.17),

Centers for Disease Control and Prevention (USA), [Directiva para el control de infecciones en entornos odontológicos 2003 (volumen 52; n.º RR-17), Centro de control y prevención de infecciones (USA)].

Pincel para la aplicación del imprimador y el opaquer: Wsi utiliza el soporte para pinceles suministrado, proceda como se describe a continuación. Ponga una funda higiénica sobre el soporte para pinceles. Perfere el extremo cerrado de la funda con el extremo curvo del soporte para pinceles. A continuación, coloque el pincel en el soporte de forma que quede libre para ser utilizado. La utilización de una funda higiénica facilita la limpieza y la desinfección del soporte para pinceles entre dos pacientes. Después de utilizar el soporte con funda, retire el pincel y la funda; para ello, coja el pincel a través de la funda higiénica y el pincel del soporte. Deseche el pincel y la funda higiénica en el contenedor de residuos correspondiente. Desinfección: después de retirar el pincel y la funda higiénica, desinfecte el soporte con uno de los métodos (desinfección de contacto utilizando líquido) recomendados por el Center for Disease Control (centro para el control de enfermedades) y avalado por la American Dental Association – Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52, No. RR.17), Centers for Disease Control and Prevention (USA), [Directiva para el control de infecciones en entornos odontológicos 2003 (volumen 52; n.º RR-17), Centro de control y prevención de infecciones (USA)].

Almacenamiento
Es recomendable almacenar el material a 10- 25 °C. Después de utilizarse el producto debe cerrarse inmediatamente el envase de venta y protegerlo contra la luz. Antes de utilizarlo, el material debe encontrarse a temperatura ambiente. Después de utilizar, retirar ligeramente el embolo de la jeringa para evitar que la abertura de salida se taponé.

Conservabilidad

La conservabilidad máxima está indicada sobre la etiqueta del envase de venta respectivo. No utilizar más el producto una vez alcanzada la fecha de vencimiento.

| Problema | Causa | Solución |
|---|--|--|
| El recubrimiento no aguanta la reparación | <ul style="list-style-type: none">– La superficie no se ha rasado, limpiado y secado lo suficiente – Se ha vuelto a contaminar/tocar la superficie – ReVeneer Primer no se ha secado lo suficiente – ReVeneer Opaker o Base no se ha endurecido por completo – Dimensionamiento incorrecto de la estructura – ReVeneer Base no se ha aplicado en una capa fina y uniforme | <ul style="list-style-type: none">– Raspar las superficies de la estructura y eliminar capas de grasa, humedad y polvo. Evitar el contacto con la humedad utilizando un dique dental – Evitar el contacto con la humedad y las impurezas utilizando un dique dental – Esperar a que el imprimador se seque por completo, no soplar con aire comprimido – Polimerizar correctamente el material (ver apartados siguientes) – Volver a dimensionar la estructura – Aplicar capas del mismo grosor |

| | | |
|--|---|--|
| ReVeneer Opaker no se ha endurecido por completo | <ul style="list-style-type: none">– Capa de opaquer demasiado gruesa – Algunas capas no han polimerizado por separado – La intensidad luminosa de la lámpara de polimerización no es suficiente – Tiempos de endurecimiento demasiado cortos o demasiada distancia entre el conductor de luz y el objeto | <ul style="list-style-type: none">– Aplicar una capa más fina de opaquer – Polimerizar por separado cada capa – Revisar la potencia luminosa y, si es necesario, cambiar la lámpara – Respetar los tiempos de endurecimiento y escoger la menor distancia posible |
| ReVeneer Base no se ha endurecido por completo (la pasta sigue verde después de la fotopolimerización) | <ul style="list-style-type: none">– Capa de ReVeneer Base demasiado gruesa – La intensidad luminosa de la lámpara de polimerización no es suficiente – Tiempos de endurecimiento demasiado cortos o demasiada distancia entre el conductor de luz y el objeto | <ul style="list-style-type: none">– Aplicar una capa más fina de ReVeneer Base – Revisar la potencia luminosa y, si es necesario, cambiar la lámpara – Respetar los tiempos de endurecimiento y escoger la menor distancia posible |

| | | |
|--|---|---|
| ReVeneer Base en la jeringa demasiado dura y firme | <ul style="list-style-type: none">– Material mal cerrado, pasta polimerizada – El material no ha alcanzado la temperatura ambiente después de sacarlo de la nevera | <ul style="list-style-type: none">– Cada vez que extraiga material, cerrar la jeringa correctamente con un tapón – Antes de utilizar ReVeneer Base, esperar a que se caliente a temperatura ambiente |
| ReVeneer Base en la jeringa demasiado líquida | <ul style="list-style-type: none">– El material se ha almacenado a más de 25 °C durante demasiado tiempo | <ul style="list-style-type: none">– Observar la temperatura de almacenamiento |

Garantía
Las instrucciones sobre la técnica de aplicación de nuestro productos se basan en nuestra propia experiencia, independientemente de si ellas han sido dadas oralmente, por escrito o durante un curso práctico; por esta razón, se entiende que ellas son solamente de carácter orientativo.

Nuestros productos están sometidos a un constante perfeccionamiento. Por esta razón nos reservamos los derechos a modificaciones.

| Appareil de polymérisation à la lumière | ReVeneer Opaque | ReVeneer Base |
|---|-----------------|---------------|
| Spektra LED | 60 sec. | 20 sec. |
| Spektra 2000 fast | 180 sec. | 180 sec. |
| Uni-XS / HiLite | 90 sec. | 90 sec. |
| GC Labolight LV-II / III | 60 sec. | 20 sec. |
| Solidilite EX / V | 60 sec. | 20 sec. |

Notice d'utilisation

Système de réparation composite en céramique

Indication

L'association du ReVeneer Primer et de la ReVeneer Base constitue un système d'application rapide et universel pour la réparation intra- et extraorale des recouvrements en céramique fracturés, sans qu'une cautérisation par l'acide ne soit nécessaire.

Traitement des fractures de surface

Lisser la surface endommagée et la rendre rugueuse à l'aide d'un diamant à grain fin (< 50 µm) ou d'un sableur intra-oral, décoller le matériau adhérent avec de l'air comprimé sans huile. Éviter la contamination par l'humidité. Si cela ne peut pas être garanti par assèchement à l'aide de rouleaux de coton, un barrage dentaire doit être posé.

Note

La liaison adhésive est en outre améliorée en utilisant une buse intra orale (Al₂O₃/ < 120 microns).

| ReVeneer Primer |
|---|
| Application <p>Le ReVeneer Primer sert en combinaison de la ReVeneer Base de matériau adhérent entre la cerámique /le métal et les composites.</p> |

Dés la fin du nettoyage à l'air comprimé sans huile, le Primer est appliqué en couche fine au pinceau sur la céramique ou éventuellement sur le métal découvert et ventilé pendant environ 1 min.Au besoin, une deuxième couche peut être appliquée. La surface traitée doit sécher avant tout nouveau traitement, dans le cas contraire, l'adhérence se réduit considérablement. Ne plus toucher la surface après l'application du primer.

| ReVeneer Opacifiant |
|---|
| Application <p>Le ReVeneer Opacifiant sert à couvrir l'armature métallique. Son emploi n'est justifié que lorsque la fracture s'étend jusqu'à cette armature.</p> <p>L'opacifiant est appliqué en fine couche à l'aide d'un pinceau solide à poil court. Une couche d'opacifiant ne couvrant pas toute la surface a des effets négatifs sur la couleur. Pour obtenir une couverture complète, au moins deux couches sont nécessaires. La propriété fluide de l'opacifiant peut être améliorée en la mélangeant dans le mortier. Les couches appliquées sont polymérisées séparément à l'aide d'un polymérisateur du commerce (temps: voir tableau au point 4). L'unité lumineuse doit être maintenue aussi près que possible de la surface. Ne pas toucher la surface opaque.</p> <p>L'application de strates d'opacifiant trop épaisses entrave une polymérisation optimale et fragilise ainsi l'assemblage. Toute prolongation de la durée de polymérisation n'a pas pour effet d'augmenter la profondeur de durcissement.</p> |

Dursé de manipulation des matériaux
Selon les conditions lumineuses de 1 à 3 min.

| ReVeneer Base |
|--|
| Application <p>ReVeneer Base ne sert pas à compléter le revêtement. Il améliore uniquement l'adhérence entre le matériau de structure et le composite de remplissage. La réparation proprement dite est ensuite effectuée à l'aide d'un composite micro-hybride du commerce.</p> <p>Remarque: Étant donné que de nombreux composites nano-hybrides ont un module d'élasticité élevé, l'utilisation de ces composites de remplissage n'est pas recommandéé.</p> |

| ReVeneer Base |
|--|
| Application <p>ReVeneer Base ne sert pas à compléter le revêtement. Il améliore uniquement l'adhérence entre le matériau de structure et le composite de remplissage. La réparation proprement dite est ensuite effectuée à l'aide d'un composite micro-hybride du commerce.</p> <p>Remarque: Étant donné que de nombreux composites nano-hybrides ont un module d'élasticité élevé, l'utilisation de ces composites de remplissage n'est pas recommandéé.</p> |

Application

ReVeneer Base est appliqué sur la fracture de surface à l'aide de la canule d'application courbée fournie et est réparti uniformément et finement sur toute la surface à l'aide du pinceau.

Pour des raisons d'hygiène, les pinceaux et canules d'application fournis sont destinés uniquement à un usage unique.

Durcir la couche appliquée à l'aide d'un polymérisateur du commerce (temps: voir tableau au point 4). L'unité lumineuse doit être maintenue aussi près que possible de la surface. Lors de la polymérisation, une couche de dispersion se forme sur la surface, celle-ci ne doit pas être touchée ou enlevée. Il sert de lien avec la couche de composite suivante.

Durées de polymérisation pour le ReVeneer Opacifiant et la ReVeneer Base
(données à titre indicatif)

Polymérisation de ReVeneer Opaque et ReVeneer Base
La polymérisation doit être effectuée à l'aide d'un polymérisateur par la lumière ayant un spectre d'émission de 350–500 nm. Les propriétés physiques requises ne peuvent être obtenues qu'avec des lampes fonctionnant de manière irréprochable. Un contrôle régulier de l'intensité lumineuse selon les indications du fabricant est donc indispensable.

Pour le durcissement intra-oral chez le dentiste:

- Type de lampe: Lampes LED ou halogènes
- Intensité lumineuse: ≥ 650 mW/cm²
- Longueur d'onde: 350– 500 nm
- Temps de durcissement ReVeneer Opaque: 60 sec. par couche
- Temps de durcissement ReVeneer Base: 40 sec. par couche

Des appareils de polymérisation à la lumière du commerce peuvent être utilisés pour le durcissement extra-oral en laboratoire dentaire, par ex.

| Appareil de polymérisation à la lumière | ReVeneer Opaque | ReVeneer Base |
|---|-----------------|---------------|
| Spektra LED | 60 sec. | 20 sec. |
| Spektra 2000 fast | 180 sec. | 180 sec. |
| Uni-XS / HiLite | 90 sec. | 90 sec. |
| GC Labolight LV-II / III | 60 sec. | 20 sec. |
| Solidilite EX / V | 60 sec. | 20 sec. |

Remarque

Afin d'éviter un durcissement trop rapide des matériaux, la lampe opératoire doit être retirée de la zone de travail lors de travaux de longue durée ou bien les composants doivent être recouverts d'un film imperméable à la lumière.

Composite pour le remplissage

Appliquer, polymériser et traiter le composite selon les instructions du fabricant.
Remarque: Étant donné que de nombreux composites nano-hybrides ont un module d'élasticité élevé, l'utilisation de ce type de composite de remplissage n'est pas recommandéé.

Important!

Pendant tout le processus de traitement, il faut veiller à ce que ni la saline ni d'autres impuretés n'entrent en contact avec la surface à traiter, car cela pourrait réduire considérablement l'adhérence. Tout contact du ReVeneer Primer et du ReVeneer Base avec les muqueuses doit être évité. Si ces indications ne peuvent pas être garanties par assèchement à l'aide de rouleaux de coton, un barrage dentaire doit être posé.

Ce produit a été spécialement développé pour l'application décrite. Il doit être traité conformément aux indications prescrites dans la notice d'instructions. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'un traitement inappropriés.

Désinfection /protection contre la contamination croisée

ReVeneer Base: Enflez un capuchon de protection hygiénique sur la seringue fonctionnelle sur laquelle une canule d'application a déjà été placée. Percez l'extrémité fermée du capuchon avec la canule afin que celle-ci soit prête à l'emploi. L'utilisation d'un capuchon de protection hygiénique facilite le nettoyage et la désinfection de la seringue entre deux patients. Après avoir utilisé la seringue revêtue du capuchon, retirez la canule et le capuchon en saisissant la base de la canule par le capuchon de protection hygiénique, en la tournant et en la retirant ensuite de la seringue avec le capuchon. Apportez la canule et le capuchon de protection hygiénique au point de collecte des déchets approprié. Remplacez le capuchon protecteur sur la seringue. Désinfection: Après avoir retiré la canule d'application et le capuchon de protection hygiénaire, désinfectez la seringue selon une méthode de désinfection intermédiaire (désinfection au contact d'un liquide) recommandée par le Center for Disease Control (Centre de contrôle des maladies contagieuses) et approuvée par l'American Dental Association – Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Volume 1). 52, No.RR.17), Centers for Disease Control and Prevention (USA), [Directive pour la prévention des infections en médecine dentaire année 2003 (Volume 52; No. RR-17), Centre de contrôle et de prévention des maladies contagieuses (USA)].

Pinceau pour l'application du primer et de l'opaquer: Si vous utilisez le porte-pinceau fourni, veuillez procéder comme décrit ci-dessous.

Enflez un capuchon de protection hygiénique sur le porte-pinceau. Percez l'extrémité du capuchon avec la tête du porte-pinceau coudé. Placez ensuite le pinceau sur le support de telle sorte qu'il soit prêt à l'emploi. L'utilisation d'un capuchon de protection hygiénique facilite le nettoyage et la désinfection du porte-pinceau entre deux patients. Après avoir utilisé le porte-pinceau revêtu du capuchon, retirez le pinceau et le capuchon en saisissant le pinceau par le capuchon de protection hygiénique et en le retirant du support. Apportez le pinceau et le capuchon de protection hygiénique au point de collecte des déchets approprié. Désinfection: Après avoir retiré le pinceau et le capuchon de protection hygiénique, désinfectez le support selon une méthode de désinfection intermédiaire (désinfection au contact d'un liquide) recommandée par le Center for Disease Control (Centre de contrôle des maladies contagieuses) et approuvée par l'American Dental Association – Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Volume 1). 52, No.RR.17), Centers for Disease Control and Prevention (USA), [Directive pour la prévention des infections en médecine dentaire année 2003 (Volume 52 ; No. RR-17), Centre de contrôle et de prévention des maladies contagieuses (USA)].

Conservation

Le matériau doit être conservé à une température de 10- 25 °C. Fermer correctement l'emballage aussitôt après l'utilisation et le protéger des rayons directs du soleil. Le matériau doit avoir atteint la température ambiante avant utilisation. Tirer légèrement le piston de la seringue vers l'arrière après utilisation pour éviter que l'ouverture de sortie ne se colle.

Durée de conservation

La durée maximale de conservation est imprimée sur l'étiquette de chaque emballage. Ne plus l'utiliser quand la date de péremption est dépassée.

| Défaut | Cause | Solution |
|--|---|---|
| Le revêtement ne tient pas après la réparation | <ul style="list-style-type: none">– Surface rendue insuffisamment rugueuse, pas assez nettoyée, ni séchée | <ul style="list-style-type: none">– Rendre les surfaces de structure rugueuses et les débarrasser des couches de graisse, de l'humidité et de la poussière de meulage Éviter le contact avec l'humidité en posant un barrage dentaire |
| | <ul style="list-style-type: none">– Surface à nouveau contaminée / touchée | <ul style="list-style-type: none">– Éviter le contact avec l'humidité et les impuretés en posant un barrage dentaire |
| | <ul style="list-style-type: none">– ReVeneer Primer n'a pas été aéré | <ul style="list-style-type: none">– Laisser le primer s'aérer complètement, ne pas souffler à l'air comprimé |
| | | |