

# Produktübersicht Labor





# Inhalt

## Analoge Systeme

<b>Kunststofftechnik</b>	<b>4-11</b>
Enamel plus Temp für Provisorien	4
Futura Prothesen-Kunststoffe	5
MicroClean Reinigungssystem	10
dialog varnish, Zubehör, Monomer Extractor	11
<b>Zahnarzt Top-Seller</b>	<b>12</b>
<b>Sebond Verbundsysteme</b>	<b>13</b>
<b>Metalle</b>	<b>14-15</b>
CoCr- und Nickel-Legierungen, Titan, Edelmetalle	15
<b>Rotierende Instrumente</b>	<b>16-20</b>
Diamant-, Keramik-, Gummi-, Feinpolierer	17
Hartmetall-Fräser, BIOTAN Fräser	20
<b>High-End Verbrauchsmaterial</b>	<b>21-23</b>
Modellierkunststoffe, Klebesysteme, Modellmaterial	22
Gusstechnik Zubehör	23
Pinsel	23

## Digitaler Workflow

<b>Complete Digital Workflow</b>	<b>24</b>
<b>Blanks</b>	<b>25-33</b>
Tizian Blanks	25
astron Clearsplint	26
priTi®multidisc ZrO <sub>2</sub> Blanks	30
priTi®perfect	33
ENA CAD	34
<b>Digitale Praxis</b>	<b>35</b>
Tizian JMA Optic Kiefernvermessungssystem by zebris	
Intraoral-Scanner i700w	
<b>Tizian CAD/CAM Scanner</b>	<b>36</b>
Renishaw Scanner, Tizian Scan Touch, Tizian Smart-Scan Plus 3.0	
<b>Tizian Fräsmaschinen &amp; Sinteröfen</b>	<b>37</b>
<b>Prospekt-Übersicht</b>	<b>38</b>
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	<b>39</b>
<b>Kontakt</b>	<b>40</b>



Liebe Partner,

in der Zahnmedizin geht es um die Gesundheit von Menschen. Wir tragen alle eine große **Verantwortung** – eine Verantwortung, der Sie mit **Leidenschaft**, Integrität und Innovationskraft nachkommen. Hierbei wollen wir Sie unterstützen, getreu unserem Motto „**Ihr. Wir. Gemeinsam!**“.

Unsere oberste Priorität ist daher die **Qualität** und **Sicherheit** unserer Produkte. Sie können darauf **vertrauen**, dass jedes Produkt höchsten Standards entspricht, Ihre Arbeit erleichtert und die Lebensqualität Ihrer Patienten verbessert.

Damit Sie auch in **Zukunft** stets von modernsten und gleichzeitig ausgereiften Technologien profitieren, investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung.

Unsere **Werte** spiegeln sich dabei nicht nur in unseren Produkten wider, sondern auch in unserem Umgang miteinander – mit Ihnen und mit unserem eigenen **Team**.

Wir stehen Ihnen transparent, offen und mit genau auf Sie **maßgeschneiderten Lösungen** zur Seite. Gleichzeitig erhalten Sie Zugang zu unseren **Netzwerken** und zu unserem **Know-How**, etwa bei der Organisation von Kursen und Events für Ihre Kunden.

Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. **Gemeinsam** schaffen wir Lösungen, die wirklich etwas bewegen – für heute und für morgen.

Herzliche Grüße

Ihr

Wolf Zientz  
Geschäftsführer



SCHÜTZ DENTAL





## Enamel plus Temp

Ästhetik-System für Provisorien

Mit Enamel plus Temp wird neben der Funktion auch die Ästhetik des späteren Zahnersatzes nachempfunden. Somit bieten provisorische Versorgungen aus Enamel plus Temp die perfekte Grundlage für eine ganzheitliche diagnostische Versorgung. Dies bietet sowohl dem Patienten als auch dem Behandler die Möglichkeit, vor der endgültigen Versorgung Anpassungen vorzunehmen, die später in die finale Arbeit übernommen werden können.

Farbe	Menge	Art.-Nr.
<b>Enamel plus Temp Intro Kit</b>		
4 x Dentin, 50 g: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)		400000
1 x Universal Enamel UE2, 50 g		
1 x Opalescent Blue Enamel, 50 g		
1 x Selbstpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 100 ml		
1 x Enamel plus Temp Polierpaste, 100 g 1 x Enamel plus Temp Polierbürste		
<b>Enamel plus Temp Intro Kit + 13 Farben</b>		
<b>Inhalt Art.-Nr. 400000 zzgl. 13 x Farben, à 10 g:</b>		400001
3 x Dentin: UD0 - UD1 (A1) - UD5,		
5 x Enamel: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey		
2 x Opak Dentin: DOL (light) - DOD (dark)		
2 x Modifier: MO (orange) - MY (yellow)		
1 x Pink für Papillen <b>und zzgl.</b> 1 x Lichtpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 10 ml		



**Biokompatibel\*\* – Nicht toxisch\*\***  
**Reduziert Plaqueanlagerung\*\* – Fluoreszierend**

Farbe	Menge	Art.-Nr.
<b>Enamel plus Temp Dentine</b>		
UD0	100 g	400005
UD1 (A1)	100 g	400006
UD2 (A2)	100 g	400007
UD3 (A3)	100 g	400008
UD3,5 (A3,5)	100 g	400009
UD4 (A4)	100 g	400010
B1	100 g	400012
B2 (62)	100 g	400013
B3 (65)	100 g	400014
B4	100 g	400015
C2	100 g	400016
D3	100 g	400017

Farbe	Menge	Art.-Nr.
<b>Enamel plus Temp Universal Enamel</b>		
UE1	100 g	400030
UE2	100 g	400031
UE3	100 g	400032
<b>Enamel plus Temp Enamel</b>		
CLEAR	100 g	400035
WHITE	100 g	400036
GREY	100 g	400037
BLUE	100 g	400038
<b>Enamel plus Temp</b>		
Pink for gum	100 g	400043
Polierpaste	100 g	400044
Polierbürste	12 Stück	400045

Farbe	Menge	Art.-Nr.
<b>Enamel plus Temp Flüssigkeiten</b>		
Light Curing Liquid	10 ml	400003
Hot Curing Liquid	100 ml	400041
Self Curing Liquid	100 ml	400039
Self Curing Liquid	1 l	400040



*Ästhetik-System für Kunststoffprovisorien*

# ENAMEL TEMP

*plus*

\*\*Zytotoxizitätstest mit direktem Zellkontakt ASTM F 813-83 und mit Agardiffusion nach ASTM F895-84 mit Test-Extraktion.  
Irritations- und Allergiesensibilisierungstest nach Buehler, OECD 406-92 und DIR CEE 93/21.

**Erfahrung seit über  
40 Jahren**



## Kunststofftechnik

### Die Schütz Dental High-End Prothesenwerkstoffe.

Viele unserer Anwender sind vor allem von der einfachen Handhabung und den reproduzierbaren, sehr guten Ergebnissen begeistert. Durch das breite Produktsortiment der Futura-Familie können Sie so nahezu alle Indikationen von implantatgetragenen Prothesen bis hin zur therapeutischen Schiene abdecken. Und all das mit der Sicherheit für Sie, dass Sie mit dem bewährten Futura-System arbeiten. Alle Kunststoffe aus der Futura-Familie sind selbstverständlich frei von Bisphenol A und werden unter strengsten Kontrollen, ISO- und CE-zertifiziert, in Deutschland hergestellt. Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung.

#### Unsere Futura-Serie

##### Kaltpolymerisate

- FuturaGen
- FuturaJet universal
- FuturaJet
- FuturaPress LT Com4
- FuturaPress N und LT
- FuturaBasic Cold
- FuturaSelf
- Orthosin Uni

##### Heißpolymerisate

- FuturAcryl 2000
- FuturaBasic Hot

# FuturaJet *universal*

All-in-one. Multitalent. Neue verbesserte Formel. Universell einsetzbar.

## Stark + *flexibel*

- ✓ Noch universeller einsetzbar
- ✓ Noch schneller, einfacher & sicherer
- ✓ Noch bessere Passung & Top-Ergebnisse

**Neue verbesserte Formel!**

- ✓ Noch bessere **Fließfähigkeit**
- ✓ Noch einfachere **Verarbeitung**
- ✓ Noch höhere **Toleranz**
- ✓ Noch homogenere **Qualität**



**Totalprothesen**

**Injektionsverfahren**

**Unterfütterungen**

**Schienen**

**Reparaturen**

**Modellguss-  
komplettierungen**

Farbe	Art.-Nr.
FuturaJet universal, Pulver, 500g	
rosa-opak	750012
rosa	750013
rosa-geadert	750014
klar	750015
rosa C	750016
FuturaJet universal, Pulver, 1kg	
rosa-transparent	750020
rosa-transparent geadert	750021
rosa-opak	750022
rosa	750023
rosa-geadert	750024
klar	750025
rosa C	750026
rosa K	750027

Füllmenge	Art.-Nr.
FuturaJet universal, Flüssigkeit	
500ml	750061
1000ml	750062

# FuturaPress LT Com4

Farbe	Art.-Nr.
FuturaPress LT Com4, Pulver, 500 g	
rosa C	750109
rosa-geadert	750114
klar	750115
FuturaPress LT Com4, Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	750120
rosa-transparent geadert	750121
rosa-opak	750122
rosa	750123
rosa-geadert	750124
klar	750125
rosa K	750127

## Totalprothesen

## Unterfütterungen

## Schienen

## Reparaturen


## Modellguss- komplettierungen

Füllmenge	Art.-Nr.
FuturaPress LT Com4, Flüssigkeit	
500 ml	750161
1000 ml	750162

## Ihre Vorteile

### mit unseren neuen Futura Prothesenkunststoffen

- Jetzt noch schnellere Ausarbeitung und Politur für Top-Ergebnisse.
- Breites Indikationsspektrum.
- Sicherere Verarbeitung: Hohe Fehlertoleranz.
- Noch universeller einsetzbar.
- Noch einfacher in der Anwendung.
- Noch bessere Passung.
- Große Farbauswahl.



**COMING SOON!**  
**FuturaGen Com4**

**Futura  
Prothesen-  
kunststoffe  
jetzt online  
bestellen!**



## FuturaGen

### Kaltpolymerisat

Injektionsverfahren, Totalprothesen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650920
rosa K	650921
rosa-opak	650922
rosa	650923
klar	650924
orange	650925
rosa C	650926
rosa IV	650927
rosa S	650929
Pulver, 500 g	
rosa-transparent	650910
rosa-opak	650912
rosa	650913
klar	650914
rosa C	650916

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650962
500 ml	650961
Flüssigkeit für längere Fließphase (3,5 min)	
1 l	650965
Adern für FuturaGen	
1,6g	689111

## FuturaJet

### Kaltpolymerisat

Injektionsverfahren, Totalprothesen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650020
rosa-transpa gead.	650021
rosa-opak	650022
rosa	650023
rosa geadert	650024
klar	650025
rosa K	650027
Pulver, 500 g	
rosa	650013
rosa geadert	650014
klar	650015
rosa C	650016

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650062
500 ml	650061

## FuturaPress LT

### Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650120
rosa-transpa gead.	650121
rosa-opak	650122
rosa	650123
rosa geadert	650124
klar	650125
rosa K	650127
V5	650128
Pulver, 500 g	
rosa C	650109
klar	650115

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650162
500 ml	650161

Jetzt online bestellen:  
[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)

## Indikationen



### Injektionsverfahren

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaJet universal
- FuturAcryl 2000



### Reparaturen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaJet universal
- FuturaPress N
- FuturaPress LT
- FuturaPress LT Com4
- FuturaBasic Cold



### Modellgusskomplettierungen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaJet universal
- FuturaPress N
- FuturaPress LT
- FuturaPress LT Com4
- FuturaBasic Cold



### Totalprothesen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaJet universal
- FuturaBasic Cold
- FuturaBasic Hot
- FuturAcryl 2000



### Unterfütterungen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaJet universal
- FuturaPress N
- FuturaPress LT
- FuturaPress LT Com4
- FuturaBasic Cold



### Küvettenteknik

- FuturAcryl 2000
- FuturaBasic Hot



## FuturaPress N

### Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen,  
Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650220
rosa-transpa gead.	650221
rosa-opak	650222
rosa	650223
klar	650225
Pulver, 500 g	
klar	650215
rosa C	650216
rosa K	650217
rosa IV	650219

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650262
500 ml	650261

## FuturaSelf

### Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen,  
Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650620
rosa-transpa gead.	650621
rosa	650623
rosa geadert	650624
Pulver, 500 g	
rosa-transpa gead.	650611
rosa geadert	650614
klar	650615

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650662
500 ml	650661

## FuturaBasic Hot

### Heißpolymerisat

Totalprothesen, Unterfütterungen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650820
rosa	650821
klar	650822
rosa-transpa gead.	650824
rosa geadert	650826

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650862
500 ml	650861

## FuturaBasic Cold

### Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen, Total-  
prothesen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 3 kg	
rosa	650731
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650720
rosa	650721
klar	650722
rosa geadert	650723
rosa-transpa gead.	650735
rosa K	650737
Pulver, 500 g	
rosa	650711
rosa opak	650712
rosa C	650714
rosa K	650715

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650762
500 ml	650761
Flüssigkeit für längere Fließphase (3,5 min)	
1 l	650760

## FuturAcryl 2000

### Heißpolymerisat

Injektionsverfahren, Totalprothesen,  
Küvettentechnik

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
rosa-transparent	650520
rosa-transpa gead.	650521
rosa-opak	650522
rosa	650523
rosa geadert	650524
klar	650525
V5	650528
Pulver, 500 g	
rosa-transpa gead.	650511
rosa geadert	650514
klar	650515

Füllmenge	Art.-Nr.
Flüssigkeit	
1 l	650562
500 ml	650561

## Orthosin Uni

### Kaltpolymerisat

Für die Herstellung von herausnehmbaren  
kieferorthopädischen Apparaten.

Farbe	Art.-Nr.
Pulver, 1 kg	
klar	652020
Pulver, 500 g	
klar	652010
Flüssigkeit, 1 l	
klar	652062



MicroClean Reinigungsgerät  
inkl. Grundausstattung

Art.-Nr. 676410

Technische Informationen unter [www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)

## MicroClean Reinigungssystem

### Mit MicroClean bieten Sie Prothesenträgern einen besonderen Reinigungs-Service.

Das Reinigungssystem MicroClean reinigt Zahnersatz **automatisch, materialgerecht und sehr schonend**. Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden durch MicroClean mühelos automatisch entfernt. Auch an schwer zugänglichen Stellen.

Egal, ob getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen, z. B. Kronen oder Brücken: säubern, glänzen und vorpolieren ohne Zeitaufwand, ohne Materialabtrag bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.

#### Ihre Vorteile

- Zusatzleistung abrechenbar
- Perfektes automatisches Reinigen
- Speziell an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schubverteilungsarme)
- Erstklassige gleichmäßige Oberflächenkonditionierung ohne Friktionsverluste! (Teleskoparbeiten)
- Einfache Entfernung von Befestigungszementen
- Der Einsatz von Ultraschallreinigung entfällt
- Erheblich effizienteres, unterbrechungsfreies Arbeiten

#### Zubehör

	Inhalt	Art.-Nr.
Grundausstattung (je 1 x)	Reinigungsfluid für MicroClean/EcoClean, 500 ml, orange (universal)	678855
	Reinigungsfluid für MicroClean/EcoClean, 500 ml, grün (säurehaltig)	678857
	Nadeln für MicroClean, 150 g, lang	678865
	Info-Aufsteller für MicroClean/EcoClean	678860
	Haltemagnet komplett für MicroClean	678849
	Pinzette, 18 cm für MicroClean/EcoClean	678852
	Messzylinder 50 ml für MicroClean	676452
	Plastik Behälter für MicroClean/EcoClean	678820
Optional	Plastikbehälter, klein, 100 ml für MicroClean/EcoClean	678864
	Nadeln für MicroClean/EcoClean, 150 g, kurz	678866
	Nadeln für MicroClean/EcoClean, 200 g, lang	678856

# Mestra Drucktopf

Für kalte und heiße Polymerisation bei einem Druck bis zu 2 kg/cm<sup>2</sup>. Höchsttemperatur 95 °C.

Art.-Nr. 677650



## Zubehör Kunststofftechnik

Eigenschaften	Art.-Nr.
<b>Futuralintensiv</b> Cadmiumfreies Pulver zur individuellen Farbgestaltung Ihrer Zahnprothesen.	
Pulver, weiß, 10 g	650971
Pulver, gelb, 10 g	650972
Pulver, rot, 10 g	650973
Pulver, braun, 10 g	650974
Pulver, blau, 10 g	650975
<b>Comtray</b> Lichthärtendes Abdrucklöffelmaterial	
50er Box, rosa	658030
50er Box, weiß	658035
<b>FuturaSep Plus</b> Einkomponenten-Isoliermittel auf Alginatbasis.	
Flüssigkeit, 5 l	659122
Flüssigkeit, 1 l	659121
<b>Miniboy Sparbehälter</b> Kunststoff-Dosiereinheit für Alginat-Isoliermittel zur funktionellen Aufbewahrung.	
inkl. Dosierpinsel	659160
Dosierpinsel für Miniboy Sparbehälter	659165
<b>HS Cross-Liquid</b> Hochaktives, chemisches Aufrauhmittel zum sicheren Verbinden von kreuzvernetzten Zähnen mit dem Prothesenkunststoff.	
Flüssigkeit, 50 ml	659140
<b>Futura Polish Polierpaste</b> Für eine hochglanzpolierte Prothese ohne nasses Bimpulver.	
Riegel, 500 g	659123
<b>Relight</b> Lichthärtender Oberflächen-Versiegelungslack für Prothesen und provisorische Kronen und Brücken.	
Relight Versiegelungslack, 80 ml	689121
Relight Haftvermittler, 10 ml	689123
<b>Modellier- und Isolierpinsel</b>	
1 Stück	661020
<b>WAM 70 Wachslösungsmittel</b> Konzentrat zur intensiven, rückstandslosen und gründlichen Reinigung für alle Ausbrühgeräte.	
Flüssigkeit, 5 l	659621


Eigenschaften	Art.-Nr.
<b>Silimax Anrührbecher</b>	
1 Stück, à 25 ml	659251
3 Stück, à 5 ml	659243
<b>Unterfütterungsgerät</b> Robustes Unterfütterungssystem, mit dem Sie Ihre regulären und weichbleibenden Unterfütterungen schnell und genau durchführen.	
Unterfütterungsgerät	661320

## dialog varnish

**WIEDER DA**

### Hochkratzfester Versiegelungslack

klar HV (hochviskos), 10 ml	643661
klar LV, 10 ml	643660
red, 3 ml	643650
blue, 3 ml	643651
orange, 3 ml	643652
white, 3 ml	643653
yellow, 3 ml	643654
black, 3 ml	643655
khaki, 3 ml	643656
light brown, 3 ml	643657
dark brown, 3 ml	643658
dark orange, 3 ml	643659



Herausragende Ästhetik und Individualität

## Monomer Extractor

Reduktion von Restmonomer – durch die Nachbehandlung kaltpolymerisierender Prothesen.

Allergische oder empfindliche Reaktionen durch neu hergestellte Prothesen mit Kunststoffanteilen werden immer häufiger und stellen ein echtes Problem dar.

Der Monomer Extractor von Schütz Dental kann innerhalb von 16 Stunden den Restmonomer-Gehalt von Prothesen-Kunststoffen in vielen Fällen von teilweise über 4,5 % auf unter 0,4 %\* reduzieren.

Art.-Bez.	Art.-Nr.
Monomer Extractor	650980
Becherglas für Monomer Extractor, 600 ml	650982
Einsatzkorb für Monomer Extractor	650983

Abbildungen können abweichen.

\*Abhängig vom verwendeten Kunststoff. Untersuchung durch „GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH“, Rosbach vor der Höhe/Deutschland.



**Schütz Dental  
Produkte für  
Ihren Zahnarzt**



# Weitersagen!

## Unsere Zahnarzt Top-Seller

### Capo Bulk Fill Plus



Art.-Nr. 232059

Ein lichthärtendes Seitenzahn-Komposit zur direkten Füllungstherapie in der Bulk Fill-Technik. Passt sich sehr gut an Kavitätenböden und -wände an.

### NanoPaq



Art.-Nr. 232142

Ein lichthärtendes Nano-Komposit mit einem ultrafeinen Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Ideal für die minimalinvasive Technik.

### Bleach'n Smile Automix Set



Art.-Nr. 237050

Ein hervorragendes In-Office Bleichgel mit schneller Tiefenwirkung. Der neutrale pH-Wert wirkt zudem äußerst schonend auf den natürlichen Zahn.

### Alphalink Cem



Art.-Nr. 639012

Ein dualhärtendes Befestigungskomposit für den natürlichen Zahn. Die herausragenden Haftwerte auf Dentin und Keramik sorgen für hohe Sicherheit.


### Sebond Universal



Art.-Nr. 644093

Ein Einkomponenten-Universalprimer für den starken adhäsiven Verbund zwischen Befestigungsmaterial und indirekten Restaurationmaterialien.





## Verbundsysteme

### Das System für einen sicheren Verbund.

Mit den Verbundsystemen von Schütz Dental verbinden Sie Kunststoffe, Komposite, Zirkondioxid und Metalle sicher miteinander.

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.
<b>Sebond Opaker Fluid</b> Zum Anrühren von Pulveropaker.		
1 Fläschchen	10 ml	644062
<b>Sebond Opaker Pink, Pulver</b>		
pink	8 g	640064
pink dunkel	8 g	640065
<b>Sebond Pink</b> Opaker und Metal-Bonder in einem. Zum Abdecken von Modellguss-Retentionen.		
hell	5 g	644090
dunkel	5 g	644091
<b>Sebond Bondopaker Dentin</b> Opaker und Metal-Bonder in nur einem Schritt auftragen. Bondopaker zum Abdecken von Klammern und Retentionen.		
A3	2 g	644094
A4	2 g	644095
B1	2 g	644096
D2	2 g	644099
<b>Sebond Smart Metal-Bonder</b> Der Metal-Bonder für den sicheren Verbund zwischen Kunststoff und Komposit mit Metall.		
1 Fläschchen	5 ml	640066

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.
<b>Sebond Smart Zirkon-Bonder</b> Ihr sicherer Verbund für Ihre Komposit-Verblendung auf Gerüsten aus Zirkondioxid.		
1 Fläschchen	5 ml	640068
<b>Sebond Grip</b> Klarer lichthärtender Grounding Opaker.		
1 Spritze	3 g	644092
<b>Sebond Universal</b> Für den starken adhäsiven Verbund zwischen Befestigungsmaterial und indirekten Restaurationsmaterialien.		
1 Fläschchen	5 ml	644093
<b>Sebond Implant</b> Bonder für die Vorbereitung von Zirkondioxid für die Verklebung mit Titanbasen.		
1 Fläschchen	5 ml	640075
<b>Alphalink Implant</b> Für den Verbund von Titanbasen mit individualisierten Zirkondioxidaufbauten und Suprakonstruktionen.		
2 x 4 g Spritze inkl. 10 Mischkanülen		640076





**Hohe Qualitätsstandards**  
Für mehr Stabilität und Beständigkeit

## Metalle

### Die Herzstücke der Zahntechnik.

Große Ansprüche stecken in unseren hochwertigen Legierungen. So übertreffen die Schütz Dental Werkstoffe die von ISO geforderten Ansprüche weit. Die Korrosionsbeständigkeit und Sicherheit in der Verblendung sprechen hierbei für sich. Im Bereich der EM-Legierungen finden Sie zudem erstklassige Zusammensetzungen für mehr Verarbeitungssicherheit. Überzeugen Sie sich selbst.

**Bei uns erhalten Sie unter anderem Legierungen optimiert für:**

- Keramische Verblendung
- Vollgusstechnik
- Klammermodellgüsse
- Geschiebe-Arbeiten
- Teleskop-Arbeiten

## Titan

Inhalt	Art.-Nr.
<b>BIOTAN Titan Grad 1, 500 g</b> Titanronden aus Reintitan für das Vergießen in Ihrem Dor-A-Matic Titangussystem.	
40 g Zylinder	687223
34 g Zylinder	687222
26 g Zylinder	687221
16 g Zylinder	687220
<b>BIOTAN-Titandraht flach Ti.1 D = 0,25 mm</b> Flacher Titandraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.	
10 Stangen à 100 mm	687550
<b>BIOTAN-Titandraht rund Ti.1 D = 0,3 mm</b> Runder Titanschweißdraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.	
10 Stangen à 100 mm	687545
<b>BIOTAN-Titandraht rund Ti.1 D = 0,6 mm</b> Runder Titan-Schweißdraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.	
10 Stangen à 100 mm	687546
<b>BIOTAN-Titandraht flach Ti. 1 D = 0,5 mm</b> Flacher Titan-Schweißdraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.	
10 Stangen à 100 mm	687551

## CoCr-Legierungen

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Microlit isi NEM Aufbrenn-Legierung</b> Ihre körpervertägliche NEM-Aufbrenn-Legierung auf CoCr-Basis.	
1 kg	622125
250 g	622124
<b>Micronium N 10</b> CoCr-Legierung speziell für Ihre zierlichen Klammermodellgüsse.	
1 kg	610120
<b>Micronium Exclusiv</b> Die Legierung für Ihre Geschiebe-Modellgüsse, Implantat-Überkonstruktionen und filigranen Modellgüsse.	
1 kg	610020
<b>CoCr Laserschweißdraht 0,5 mm, rund</b> Zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus CoCr mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.	
2 m lang auf Rolle	687554
<b>CoCr Laserschweißdraht 0,35 mm, rund</b> Zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus CoCr mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.	
2 m lang auf Rolle	687553

## Elceral und Alphador Edelmetall-Legierungen

Wir verwenden nur erstklassige Rohstoffe für unsere Legierungen.

Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität.

Informieren Sie sich gleich in unserem Onlineshop unter: [www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)



**Elceral Eco**

Ideal für niedrigschmelzende Keramiken.



**Elceral CF**

Für konventionelle Keramiken.



**Alphador Nr. 1**

Für hochschmelzende Keramiken.



**Alphador Eco**

Für alle Indikationen geeignet.

Fragen Sie auch nach unseren Spezial-Loten bspw. **Alphalot Au-Cr** (Art.-Nr. 629020).



## Rotierende Instrumente

### Für die schnelle und effiziente Nacharbeit.

Die richtigen Instrumente sparen nicht nur Zeit, sondern verhindern Plaque-Ablagerungen am Werkstoff und sorgen für ein unauffälliges Tragegefühl. Wählen Sie ausschließlich hochwertige Instrumente für die Bearbeitung Ihrer Werkstoffe: Wählen Sie Instrumente von Schütz Dental.

Egal, ob Sie Ihre Kunststoff-Prothese ausarbeiten oder Ihrer Keramikverblendung den letzten Schliff verpassen möchten. Bei uns finden Sie die passenden Instrumente dafür.

#### **Bearbeitbare Materialien:**

- Kunststoffe
- Zirkondioxid
- Komposite
- Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
- NEM
- Edelmetalle
- Gipse
- Titan
- und viele mehr



# Rotierende Instrumente







Zur Bearbeitung nahezu aller gängigen Materialien.

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Diamantpolierer</b>	
<b>Diamantpolierer Flamme für Zirkon und Keramik</b> – Ein harter, elastischer Polierer mit integrierten Partikeln aus Diamant, der eine hochglänzende Oberfläche auf Porzellan und Zirkondioxid erzeugt.	
1 Stück	682107
<b>Diamantpolierer Rad, klein, für Zirkon und Keramik</b> – Ein harter, elastischer Polierer mit integrierten Partikeln aus Diamant, der eine hochglänzende Oberfläche auf Porzellan und Zirkondioxid erzeugt.	
1 Stück	682105
<b>Diamantpolierer montiert</b> – Ein harter, elastischer Polierer mit integrierten Partikeln aus Diamant, der eine hochglänzende Oberfläche auf Porzellan und Zirkondioxid erzeugt.	
Rad, 6 Stück	629870
Flamme, 6 Stück	629871
<b>Diamantscheiben</b>	
<b>Plexi Flex Diamantscheibe, 22 mm</b> – Zum Separieren von Keramik, montiert und zentriert.	
1 Stück	680273
<b>Superflexible Diamantscheibe</b> – Zum Separieren von Keramik, montiert und zentriert.	
19 mm, 1 Stück	680235
22 mm, 1 Stück	680236
<b>Flexible Diamantscheibe</b> – Mit dieser Diamantscheibe separieren Sie die einzelnen Glieder Ihrer Keramikbrücke und erhalten so ein lebendiges Ergebnis.	
Mit Mandrell, 1 Stück	680234
19 mm, 1 Stück	680230
22 mm, 1 Stück	680231
<b>Diamantschliff</b>	
<b>Diamantschliff, angeraute Oberfläche</b> – Ideal für das Beschleifen von kunststoffhärtenden Löffelmaterialien und weichbleibenden Unterfütterungsmaterialien.	
rund, 1 Stück	681805
spitz fein, 1 Stück	681807
<b>Fissurenbohrer</b>	
<b>Fissurenbohrer</b> – Zum Feinausarbeiten von Fissuren.	
fein, 1 Stück	681853

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Gold-, Keramik- und Silikonpolierer</b>	
<b>Keramikpolierer</b> – Zum trockenen Hochglanzpolieren von Keramikverblendungen und Titan. ø 20 x 2 mm	
Grau, grobe Körnung, 100 Stück	629848
<b>Goldpolierer Super</b> – Für Edelmetall-Legierungen.	
Rad, ø 20 x 3 mm, 100 Stück	629840
Walze, ø 5 x 25 mm, 100 Stück	629844
<b>Silikonpolierer</b> – Vorpolierer für universellen Einsatz. Besonders geeignet für Keramik, Edelmetalle und den Übergang von Metallen zu Keramik, aber auch bei Kunststoff, Amalgam und Kompositen.	
Rad grob, ø 20 x 3 mm, 100 Stück	629950
Walze grob, ø 24 x 6 mm, 100 Stück	629955
Linse grob, klein, ø 15 x 2,5 mm, 100 Stück	629960
Linse grob, groß, ø 22 x 4 mm, 100 Stück	629962
Scheibe grob, ø 22 x 1 mm, 100 Stück	629970
<b>Gummipolierer</b>	
<b>Repol Super Gummipolierer, ø 2,35 mm</b> – Silikongebundene Gummipolierer für Kunststoff. Zum gleichzeitigen Abtragen und Glätten.	
RS4, 6 Stück	659723
RS8, 6 Stück	659729
RS10, 6 Stück	659732
RS12, 6 Stück	659735
<b>HS-Gummipolierer Standard</b> – Für Chrom-Kobalt-Legierungen und Titan	
Rad, schwarz, 100 Stück	629820
Walze, schwarz, 100 Stück	629826
Walze, grau, 100 Stück	629829
Linse klein, 100 Stück	629832
Linse groß, 100 Stück	629835
<b>HS-Feinspitzen und Vorschleifer</b>	
<b>HS-Feinpolierer</b> – Grün für Universal-schleifer, mittlere Bindung, mittlere Körnung. Blau zum Hochglanzpolieren, mittlere Bindung, feine Körnung.	
Rad grün, ø 20 x 1 mm, 25 Stück	629930
Walze grün, ø 5 x 25 mm, 24 Stück	629920
Rad blau, ø 20 x 1 mm, 25 Stück	629936
Walze blau, ø 5 x 25 mm, 24 Stück	629926
<b>HS-Vorschleifer, ø 2,35 mm</b> – Zum groben Vorschleifen von Chrom-Kobalt-Legierungen. Mittlere Körnung.	
100 Stück	619251
12 Stück	619250

# Rotierende Instrumente

Zur Bearbeitung nahezu aller gängigen Materialien.

Inhalt	Art.-Nr.
<b>HS-Schleifspitzen</b> – Zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen und Titanmodellgüssen. Keramisch gebundene Schleifkörper auf Edelstahlkorundbasis.	
R1, 100 Stück, 2,35 mm	619220
R2, 100 Stück, 2,35 mm	619222
R4, 100 Stück, 2,35 mm	619224
R6, 100 Stück, 2,35 mm	619226
R8, 100 Stück, 2,35 mm	619228
R9, 100 Stück, 2,35 mm	619230
<b>Kunststoff-Fräser</b>	
<b>Kunststoff-Fräser spezial</b> – Kreuzverzahnung	
1 Stück	681204
1 Stück	681205
<b>Tricut</b> – Zum graziilen und schmierfreien Ausschneiden von Tiefziehplatten, Schellack.	
3-Kant, glatt, 1 Stück	680052
spiral-verzahnt, 1 Stück	680054
<b>Gusskanalschleifer mit Mandrell</b>	
1 Stück	682800
<b>NEM-Fräser Kreuzverzahnung, fein</b>	
Kegel lang, 1 Stück	681136
Flamme groß, 1 Stück	681137
Flamme klein, 1 Stück	681139
<b>Rosenbohrer</b>	
<b>Rosenbohrer</b>	
010, 1 Stück, fein	680943
014, 1 Stück, fein	680944
016, 1 Stück, fein	680945

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Sinterdiamanten</b>	
<b>Diamantierter Stahldrahtpinsel, superfein</b> – Entfernen Sie Oxidschichten von Arbeiten aus Chrom-Kobalt-Legierungen, Palladium-Basis-Legierungen, goldreduzierten Legierungen, Edelmetall-Legierungen, Aufbrennlegierungen oder Titan.	
1 Stück, Schaftstärke Ø 2,35 mm.	680823
<b>Sinterdiamantscheibe mittel</b>	
1 Stück	629740
<b>Top Rubber</b>	
<b>Top Rubber</b>	
Rad, mittel, 100 Stück	629850
Walze, mittel, 100 Stück	629853
Walze, fein, 100 Stück	629859
<b>Trenn- und Lochscheiben</b>	
<b>Keramik Discs</b> – Spezialtrennscheibe zum Separieren und Ausarbeiten von Keramik-Verblendungen. Nicht nylongebunden, extrem dünn.	
0,20 mm, 100 Stück	629725
<b>Gipstrennscheibe fein, 35 mm, unmontiert</b>	
1 Stück	680290
<b>HS-Lochscheiben</b> Zum Verschleifen von Gusskanälen	
34 mm x 1,65 mm, 100 Stück	629750
34 mm x 3 mm, 100 Stück	629755
<b>HS-Netztrennscheiben</b> – Nylonfaden-armierte Trennscheiben für alle Chrom-Kobalt-Legierungen und Titan. Größtmögliche Sicherheit gegen Zerspringen. Höhere Standzeit als bei herkömmlichen Trennscheiben. ø 38 x 1 mm	
10 Stück	629727



**NEM-Fräser**  
**Bearbeitungsset NEM** 610200

**Inhalt:**

- Gusskanalschleifer
- Trennscheibe Turbo
- Rosenbohrer, fein
- 4x NEM-Fräser Kreuzverzahnung, fein
- Reinigungsstein, klein

## Rotierende Instrumente

Zur Bearbeitung nahezu aller gängigen Materialien.

Inhalt	Art.-Nr.
<b>HS-Trennscheiben</b> – Nylongebundene Universal-Trennscheiben für Titan und nahezu alle Gold- und Aufbrennlegierungen. Hohe Bruchfestigkeit.	
37,5 mm x 1 mm, 100 Stück	629736
37,5 mm x 0,7 mm, 100 Stück	629733
25 mm x 0,7 mm, 100 Stück	629730
22 mm x 0,3 mm, superdünn, 200 Stück	629721
22 mm x 0,3 mm, superdünn, 100 Stück	629720
22 mm x 0,3 mm, superdünn, gewebeverstärkt, 10 Stück	629724
<b>Polierbürsten</b>	
<b>Zahnreinigungsbürsten</b> – Weiß: weiche Borsten aus Ziegenhaar, Ø 20 mm, Kern Ø 10 mm, für Handstück. Schwarz: harte Borsten aus Chungking-Borsten, Ø 20 mm, Kern Ø 10 mm auf Mandrell montiert (Schaftstärke Ø 2,35 mm), für Handstück.	
weiß, unmontiert, 50 Stück	660240
schwarz, montiert, 6 Stück	660215
<b>Polierbürsten Kurzhaar super</b> – Für Chrom-Kobalt-Legierungen und Titan. Kunststoffkern Ø 50 mm. Für Poliermotor.	
10 Stück	660020
<b>Calibris Polierbürsten 5-reihig</b> – Ideal zur Politur von Kunststoffprothesen. Der integrierte Leinenschwabbel intensiviert das Polieren und Sie sparen Zeit. Zwischen drei Reihen bester Chun Kuo-Borsten liegen zwei Reihen Leinen zur Feuchtigkeitsspeicherung.	
10 Stück	660050
<b>Schmalpolierbürsten, Ziegenhaar, Metallkern</b> – Weiche Borsten, Metallkern, unmontiert. Ø 49 mm, Kern Ø 23 mm.	
12 Stück	660250
<b>Baumwollpolierer</b> – Zum Hochglanzpolieren von Kunststoffen und Kompositen.	
12 Stück	660261
<b>Leinenschwabbel</b> – Zum Polieren von Kunststoffprothesen. Für Poliermotor. Ø 45 mm, Kern Ø 22 mm.	
10 Stück	660320
1 Stück	660321

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Polierbürsten Metallkern Super</b> – Schmalbürste für nahezu alle Dentalwerkstoffe. Für Poliermotor. Ø 45 mm, Kern Ø 22 mm.	
25 Stück	660030
<b>Zubehör</b>	
<b>Spezialschleifpapier, 10 x 1,5 cm, für BIOTAN</b>	
Körnung 800, 1 Stück	687320
Körnung 1000, 10 Stück	687325
<b>Polierspitzen-Träger, 2,35 mm, 12 Stück</b>	
1 Packung	619130
<b>BIOTAN Polierpaste blau, 110 g Block</b> – Polierpaste für alle Metalle inkl. Titan.	
1 Stück	687274
<b>Hochglanzpolierpaste für BIOTAN, 125 ml</b> – Hilfsmittel zur Bearbeitung von Titan.	
1 Stück	687273
<b>Micropol Universalpolierpaste, 900 g</b> für Co-Cr-Legierungen	
1 Stück	619320
<b>Sandpapierstreifen-Träger, 2,35 mm</b>	
konisch, 12 Stück	619120
zylindrisch, 12 Stück	619122
<b>Mandrells, 2,35 mm</b> – Halter für Trennscheiben	
kleiner Kopf, 12 Stück	619020
großer Kopf, 10 Stück	619030

**Online bestellen!**  
**[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)**

# Hartmetall-Fräser

Kreuzverzahnung









Abbildung								
Beschaffenheit	super-grob	super-grob	grob	grob	grob	grob	grob	grob
Art.-Nr.	681181	681182	681058	681065	681066	681067	681069	681083

Abbildung								
Beschaffenheit	grob	grob	grob	grob	grob	grob	grob	grob
Art.-Nr.	681084	681085	681086	681087	681093	681094	681096	681104

Abbildung								
Beschaffenheit	grob	grob	mittel	fein	fein	fein	fein	fein
Art.-Nr.	681105	681111	681118	681044	681120	681122	681124	681128







Abbildung					<p><b>BIOTAN Titan-Fräser</b> Spiralverzahnung, fein</p>		
Beschaffenheit	fein	superfein	superfein	superfein		Spiralverzahnung, fein	
Art.-Nr.	681129	681004	681006	681008		681326	681327

Abbildung								
Beschaffenheit	BIOTAN Titan-Fräser: Spiralverzahnung, fein							
Art.-Nr.	681328	681329	681330	681331	681332	681333	681334	681335

Produktübersicht





## High-End Verbrauchsmaterial

### Die Kleinen ganz groß.

Die kleinen Helferlein im Laboralltag werden oft unterschätzt. Spart man mit einer Bürste nur zwei Minuten Politurzeit, so kommen am Ende eines Jahres viele Stunden zusammen – und das rechnet sich. Bei Schütz Dental finden Sie qualitativ hochwertige und clevere Verbrauchsmaterialien, die Ihnen viel Zeit sparen.

#### Unsere Alltagshelfer für Sie:

- Modellierkunststoffe und Klebesysteme
- Modellmaterial
- Gusstechnik-Zubehör
- Okklusionsspray
- Pinsel



[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)

Jetzt auch alle Artikel im Schütz Dental Onlineshop bestellen und Rabatte sichern.

## Modellierkunststoffe und Klebesysteme

Inhalt	Art.-Nr.
<b>PaintAcryl Set Modellierkunststoff</b> Kaltpolymerisierender Modellierkunststoff, mit dem Sie Ihre Teleskopkronen modellieren. Der Kunststoff ist komplett ausbrennbar und lässt sich gut modellieren.	
100 g + 100 ml	629310
Flüssigkeit, 100 ml	629320
<b>Profit Modellierkunststoff</b> Flüssiger Modellierkunststoff auf Cyanacrylat-Basis mit Spray-Aktivator. Zur Attachment-Fixierung, zur Kronen-Verbindung bei Lötblock-Erstellung.	
Basis, 10 ml	629521
Härter, 50 ml	629522
<b>Sebond Implant</b> Bonder für die Vorbereitung von Zirkondioxid für die Verklebung mit Titanbasen.	
5 ml	640075
<b>Alphalink Implant</b> Für den Verbund von Titanaufbauten mit individualisierten Zirkondioxidaufbauten und Suprakonstruktionen.	
2 x 4 g Spritze inkl. 10 Mischkanülen	640076
<b>Alphalink Attachment-Kleber</b> Ein Zweikomponenten-Komposit zur Befestigung von prothetischen Halteelementen.	
1 x 5 g Kartusche inkl. 10 Mischkanülen	639030
2 x 2,5 g	639010
<b>Alphabond Cyanacrylat-Kleber</b> Mit diesem Kleber auf Cyanacrylat-Basis fixieren Sie verschiedenste Werkstoffe in Sekundenschnelle sicher miteinander.	
Flüssigkeit, 20 ml	629530



Modell erstellt mit AlphaDie 621215

## Modellmaterial

Inhalt	Art.-Nr.
<b>AlphaDie MF, Elfenbein, Präzisionsmodellmaterial</b> Präzisions-Modellstumpfmateriale auf Polyurethan-Basis. Scharf zeichnend, kantenfest, extreme Härte bei hoher Bruch- und Dehnungsstabilität.	
Set: 2 x 100 ml Basismaterial, 1 x 100 ml Härter, 400 g Füllstoff, 3 Messbecher, Holzspatel	621210
Basismaterial, 100 ml (Nachfüllpackung)	621240
<b>AlphaDie MF, Apricot, Präzisionsmodellmaterial</b> Modellstumpfmateriale auf Polyurethanbasis mit Füllstoff.	
Set: 2 x 100 ml Basismaterial, 1 x 100 ml Härter, 400 g Füllstoff, 3 Messbecher, Holzspatel	621215
<b>AlphaDie MF Härter</b> Nachfüllpackung Härter für Ihr AlphaDie MF Set Scharf zeichnend, kantenfest, extreme Härte bei hoher Bruch- und Dehnungsstabilität.	
Härter, 100 ml	621245
<b>AlphaDie Separator, Isoliermittel</b> Isoliermittel für Modellstumpfmateriale auf Polyurethanbasis (AlphaDie) in Verbindung mit Abdruck- und Dublier-Materialien auf Polyetherbasis. FCKW-frei.	
100 ml	621220

Kostenlose Newsletteranmeldung:  
[www.sdent.eu/newd](http://www.sdent.eu/newd)

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Dowel-Pins mit Steckvorrichtung</b> Zum Einstecken in gummielastische Abdruckmaterialien. Zur Verarbeitung im Pin-Setz-Verfahren.	
1.000 Stück	629621
<b>Dowel-Pins mittel</b> Messing-Führungsstifte für Sägeschnitt-Modelle, zur Verarbeitung im Pin-Bohr-Verfahren.	
1.000 Stück	629626
<b>Mischkanülen für Alphamat</b>	
weiß, 100 Stück	670861
rosa, 100 Stück (neues Modell)	670841

## Gusstechnik-Zubehör

Inhalt	Art.-Nr.
<b>Spezial- und Gießküvetten</b>	
Gießküvette transparent	612261
<b>MD-Küvette, Doublieküvette</b> Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettssystem. Beeinhaltet: Küvettenmantel, Küvettenboden, Doublieereinsatz, Doublieerschwamm.	
1 Stück	612220
<b>Küvettenmantel ohne Verschluss für MD Kombi Küvette</b> Einzelteil für MD-Kombi-Küvette: Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettssystem.	
1 Stück	612221
<b>Küvettenboden für MD Kombi Küvette</b> Einzelteil für MD-Kombi-Küvette: Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettssystem.	
1 Stück	612222
<b>Doublieereinsatz für MD Kombi Küvette</b> Einzelteil für MD-Kombi-Küvette: Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettssystem.	
1 Stück	612223
<b>Doublieerschwamm für MD-Kombi-Küvette</b> Schwamm für MD-Kombi-Küvette.	
25 Stück	612224
<b>Küvetten-Spray</b> Oberflächenspray zur Isolierung von Metall- und Kunststoffküvetten gegen Gips und Einbettmassen.	
Spray, 400 ml	612240
<b>Microform Grün Doublieermasse</b> Reversible Doublieermasse zur Herstellung von Einbettmassenmodellen. Besonders hart und elastisch, hohe Standfestigkeit. Ideal im Doublimat zu verarbeiten.	
6 kg	611120
<b>AlphaBlast M 50 µm</b> Für gezieltes Abstrahlen von Einbettmassenresten, Metalloxiden und Keramik. Abrasiv.	
10 kg	629225
<b>AlphaShine 50 µm</b> Strahlmaterial: Zum Goldglänzen in der gesamten Edelmetall-, Fräs- und Geschiebetechnik. Nur für Griffstrahler. Nicht abrasiv.	
25 kg	629221
8 kg	629222
<b>Microkorund</b> Strahlmaterial. Fein: Zum Abstrahlen von Keramik-Metallgerüsten. EM und NEM, abrasiv, Edelkorund.	
50 kg, 125 µm, fein	629242
10 kg, 125 µm, fein	629241
<b>Schmelzriegel für NEM-Legierungen</b>	
einwandig, 1 Stk.	661520
doppelwandig, 1 Stk.	661530
<b>Sigradureinsatz (EM) für Microtronic</b> Schmelzriegeleinsatz für Palladium-Basislegierung 35 %.	
1 Stück	661550
<b>Kunststoff Gusstrichter Flach MG-UK</b> Für die Titangusstechnik.	
25 Stück	687046

<b>Kunststoff-Gusstrichter Konus MG-OK</b> Für die Titangusstechnik.	
25 Stück	687041
<b>Kunststoff-Gusstrichter Hufeisenform K+B</b> Für die Titangusstechnik.	
25 Stück	687047
<b>AlphaForm Doublieersilikon</b> Additionsvernetztes Polysiloxan (Silikon) zur passgenauen Doublieung. Sichere Übertragung durch hohe Dimensionsstabilität (Kontraktion nur 0,06 %). Steigerung der Oberflächendichte von Einbettmassenmodellen durch Silikondoublieung.	
12 kg	612121
2 kg	612120

## Pinsel

Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
<b>Pinsel -SOLO-</b> Das aufeinander abgestimmte Pinselset ist die Basis für ästhetische Keramikrestaurationen.		<b>Golden Swing Keramikpinsel</b> Für nahezu alle Keramik-Anwendungsbereiche einzusetzen.	
Komplettsset (1 Pinsel je Variante)	661010	Brush Nr. 0	661030
Creative, Nr. 0	661050	Brush Nr. 1	661031
Twist, Nr. 4	661054	Brush Nr. 2	661032
Master Nr. 8	661058	Brush Nr. 3	661033
Glaze Nr. 4	661064	Brush Nr. 4	661034
Transfer Nr. 6	661066	Brush Nr. 5	661035
<b>Modellier- und Isolierpinsel</b> Ein Pinsel, mit dem Sie Ihre Isolierung auftragen und die Oberflächen Ihrer Wachsmodektionen glätten.		Brush Nr. 6	661036
1 Stück	661020	Brush Nr. 7	661037
		Brush Nr. 8	661038
		Brush Nr. 10	661039
		Brush Nr. 12	661040
		Brush Nr. 14	661041

**Golden Swing Keramikpinsel**

Keramikpinsel mit dauerelastischen, synthetischen Pinselhaaren. Für nahezu alle Keramik-Anwendungsbereiche einzusetzen. Wählen Sie den richtigen Pinsel für Ihre Keramikverblendung. Die gute Qualität der Borsten wird Sie begeistern.



Alles verknüpft

## Complete Digital Workflow

### So nur bei Schütz Dental

#### Zahntechnik 4.0 – Ganzheitliche Lösungen

Erleben Sie Zahntechnik + Zahnmedizin auf einem neuen Level!

Der Digitale Workflow bietet Ihnen als Zahntechniker, Zahnarzt und Implantologen Vorteile, auf die Sie nicht verzichten sollten!

CAD/CAM gefertigter Zahnersatz, Therapieschienen, Chirurgieschienen für Implantate und vieles mehr – alles komplett digital in Ihrem Labor gefertigt. Profitieren Sie von effizienten Arbeitsabläufen, der Abstimmung von Hard- und Softwarekomponenten sowie einer höheren Sicherheit und Ergebnisgenauigkeit – alles verknüpft in einem komplett offenen System.

- **Hohe Sicherheit:** Der direkte Import der Daten minimiert die Fehlerquote.
- **Voraussehbare Erfolge:** Schon bei der Planung alle wichtigen Kriterien für eine Top-Ästhetik und Funktion mit einbeziehen.
- **Unabhängigkeit:** Durch offene Systemkomponenten.
- **Höhere Kosteneffizienz:** Der direkte Import der verschiedenen Daten beschleunigt Ihren Arbeitsprozess.
- **Erstklassiger Service:** Da die Komponenten alle aus einem Hause kommen, haben Sie immer den richtigen Ansprechpartner.

# Tizian Blanks

## Herausragende Qualität für Ihre Sicherheit.

Hier finden Sie über 15 verschiedene Werkstoffe für Ihr CAD/CAM System. Alle Tizian CAD/CAM Blanks unterliegen unseren strengen und ISO-zertifizierten Qualitätskontrollen.

### PEEK / Wachs / Polyurethan / Polycarbonat

Tizian Blank 98 mm, PEEK	
Art.-Nr.	Stärke
220094	10 mm
220091	16 mm
220092	20 mm

Zur Herstellung von Friktionselementen auf Teleskoparbeiten oder Geschieben.

Tizian Blank 98 mm, PEEK White	
Art.-Nr.	Stärke
220095	10 mm
220096	16 mm
220097	20 mm

Ideal geeignet für die Herstellung von reduzierten Kronen, Brücken, teleskopierenden Primär- und Sekundärkronen, Kronenkappen, Gerüsten für Verblendbrücken mit Kompositverblendungen sowie für Sekundärstrukturen auf Stegen.

Tizian Blank 98 mm, Polycarbonat		
Art.-Nr.	Inhalt	Farbe
220352	16 mm	klar
220355	16 mm	A1
220358	16 mm	A2
220360	16 mm	A3
220353	20 mm	klar
220356	20 mm	A1
220359	20 mm	A2
220361	20 mm	A3

Zur Herstellung von Aufbissschienen und provisorischen Kronen und Brückengerüsten in Front- und Seitenzahnbereich (max. 12 Monate).

Tizian Blank 98 mm, Wachs		
Art.-Nr.	Inhalt	Farbe
220034	10 mm	grau
220035	16 mm	grau
220036	20 mm	grau
220037	25 mm	grau
220071	16 mm	braun
220070	20 mm	braun
220030	10 mm	weiß
220031	16 mm	weiß
220032	20 mm	weiß
220033	25 mm	weiß

Für die Herstellung von zahnfarbenen Kronen- und Brückenwachsgerüsten. Verbrennt rückstandslos. Eignet sich zur Herstellung für alle Gussformen in der Gießtechnik und Keramikpresstechnik.

Wachsblank zur Herstellung von Mockups, rückstandsfrei verbrennbares Wachs.

Tizian Blank Modell 98 mm, Polyurethan	
Art.-Nr.	Stärke
220040	18 mm
220039	22 mm

Zur Herstellung von zahntechnischen Modellen, inkl. Stümpfen und Modellsockel.

Tri Colour Wax Blank, 3-farbig	
Art.-Nr.	Stärke
220038	20 mm

Für die Herstellung von zahnfarbenen Kronen- und Brückenwachsgerüsten aus Wachs. Verbrennt rückstandslos. Eignet sich zur Herstellung für alle Gussformen in der Gießtechnik und Keramikpresstechnik. Wachsblank zur Herstellung von Mockups, rückstandsfrei verbrennbares Wachs, 3 schichtiger Farbverlauf.



PMMA

**Tizian Blank PMMA 10-Layer, 98 mm**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
224017	20 mm	A1
224016	20 mm	A2
224015	20 mm	A3
224018	20 mm	A3.5
224019	20 mm	A4
224020	20 mm	B1
224021	20 mm	B2
224022	20 mm	B3
224023	20 mm	C2
224024	20 mm	C3
224025	20 mm	D2
224026	20 mm	D3

Temporäre Kronen im Front- und Seitenzahnbereich, temporäre Brücken im Front- und Seitenzahnbereich mit bis zu zwei aufeinanderfolgenden Brückengliedern, Implantat-gestützte Restaurationen. 10 Schichten sorgen für einen ästhetischen Farbverlauf

**Tizian Blank Monochrom, 98 mm**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
224071	20 mm	A1
224072	20 mm	A2
224073	20 mm	A3
224074	20 mm	A3.5
224075	20 mm	A4
224076	20 mm	B1
224077	20 mm	B2
224078	20 mm	B3
224079	20 mm	B4
224080	20 mm	C1
224081	20 mm	C2
224082	20 mm	C3
224083	20 mm	C4
224084	20 mm	D2
224085	20 mm	D3
224086	20 mm	D4

Temporäre Kronen im Front- und Seitenzahnbereich, temporäre Brücken im Front- und Seitenzahnbereich mit bis zu zwei aufeinanderfolgenden Brückengliedern, Implantat-gestützte Restaurationen. Monochrome Farben nach Vita.

**Tizian Blank PMMA Flex Pink**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
224050	20 mm	pink
224051	25 mm	pink

Medizinisches Polyamid: Das Material bietet eine höhere Festigkeit und Zähigkeit und eignet sich für die Herstellung von partiellen Interimsprothesen, z. B. Modelguss.

**Tizian Blank PMMA Flex Pink E**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
224048	20 mm	pink
224049	25 mm	pink

Medizinisches Polyamid: Das Material bietet eine höhere Festigkeit und Zähigkeit. Es eignet sich für die Herstellung von partiellen Interimsprothesen, z. B. Modelguss. Intensive rosane Farbe. Kann angetragen werden.

**Tizian Blank PMMA Splint**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
220220	16 mm	transpa
220221	20 mm	transpa
220222	25 mm	transpa
220223	16 mm, 12-er Bulk	transpa
220224	20 mm, 10-er Bulk	transpa

Okklusionsschienen, Bohrschablonen für die navigierte Implantation, verlorene Formen für die Gusstechnik. Kann angetragen werden.

**Tizian Blank PMMA Transparent Splint 2.0**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
224046	16 mm, 24-er Bulk	transpa
224047	20 mm, 24-er Bulk	transpa

Okklusionsschienen, Bohrschablonen für die navigierte Implantation, verlorene Formen für die Gusstechnik

**Tizian flex splint comfort**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
220398	16 mm	transpa
220399	20 mm	transpa

Therapeutische Schienen, Reflexschienen, Stabilisierungsschienen, Positionierungsschienen, flexibler Spezialkunststoff. Kann nicht angetragen werden.

**Tizian Blank Polyamid**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
224042	16 mm, 24-er Bulk	transpa
224043	20 mm, 24-er Bulk	transpa

Medizinisches Polyamid: Temporäre und dauerhafte Prothesen sowie kieferorthopädische Lösungen. Kann nicht angetragen werden.

**astron Clearsplint CAD/CAM, 98 mm**

Art.-Nr.	Stärke
220396	20 mm

Clearsplint® CAD/CAM pro – Die ideale Lösung bei Indikationen wie Gelenkentlastung bei Bruxismus, zum Schutz von VMK- und Implantatversorgungen, Neuadjustierung des Bisses, thermoplastischer Spezialkunststoff etc. Kann nicht angetragen werden.

## Titan & NEM/CoCr

### EUTITAN Grade 2

Art.-Nr.	Stärke
224000	10 mm
224001	12 mm
224002	15 mm
224003	18 mm

Einzelkronen und Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich mit entsprechendem Querschnitt; WAK-Wert:  $9,7 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

### EUTITAN Grade 4

Art.-Nr.	Stärke
224004	10 mm
224005	12 mm
224006	15 mm
224007	18 mm
224008	8 mm

Das Material eignet sich für Modellguss, Stegarbeiten primär und sekundär. WAK-Wert:  $9,7 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

### Tizian Blank NEM Fine, 98 mm

Art.-Nr.	Stärke
220291	8 mm
220292	10 mm
220293	12 mm
220294	13,5 mm
220279	14 mm
220295	15 mm
220298	16 mm
220296	18 mm
220297	20 mm
220299	25 mm

Für Kronen und Brücken. Sonderanfertigungen, wie z. B. Freindbrücken oder Geschiebeteile liegen im Verantwortungsbereich des Zahnarztes (Stabilitätsbewertung). Frei von Wolfram. WAK-Wert (25-500°C):  $14,5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

### Tizian Blank NEM HIP\*, 98 mm

\*HIP = Heiß-Isostatisch-Gepresst

Art.-Nr.	Stärke
224060	8 mm
224061	10 mm
224062	12 mm
224063	13,5 mm
224064	14 mm
224065	15 mm
224066	16 mm
224067	18 mm
224068	20 mm
224069	25 mm

Für Kronen und Brücken. Sonderanfertigungen, wie z. B. Freindbrücken oder Geschiebeteile liegen im Verantwortungsbereich des Zahnarztes (Stabilitätsbewertung). HIP\* veredelt und frei von Wolfram. WAK-Wert (25-500°C):  $14,5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

### Tizian Blank NEM, 98 mm

Art.-Nr.	Stärke
220105	8 mm
220100	10 mm
220101	12 mm
220118	13,5 mm
220102	15 mm
220117	16 mm
220103	18 mm
220104	20 mm
220119	24,5 mm

Für Kronen und Brücken. Sonderanfertigungen, wie z. B. Freindbrücken oder Geschiebeteile liegen im Verantwortungsbereich des Zahnarztes (Stabilitätsbewertung). Wolfram haltig. WAK-Wert (25-500°C):  $14,1 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

## Dazu passt



Tizian – ein optimal aufeinander abgestimmtes System

Inhalt	Art.-Nr.
3-D Scanspray für CAD/CAM, 400 ml	523538
Zirkonoxidkugeln 2 mm, 200 g	670923
PTC-Ring 15 Stück, zur Kalibrierung des Sinterofen	670970
<b>Profit</b>	
Flüssiger Einkomponenten-Kunststoff auf Cyanacrylat-Basis mit Sprayaktivator. Er dient zur Fixierung der modellierten Gerüste in die Basisplatten für Kopierfräsgeräte. Tizian Fix ist aufgrund der exakten Dosierbarkeit besonders wirtschaftlich.	
Profit Modellierkunststoff, 10 ml	629521
Profit Härter, Aktivator für Modellierkunststoff, 50 ml	629522
<b>Tizian Flow Resin Modellierkunststoff</b>	
Lichthärtender Kunststoff zur Modellation von Kronen, Brücken oder Inlays im Kopierfräsverfahren. Die Aushärtung erfolgt mit handelsüblichen Polymerisationslampen in einem Wellenlängenbereich von 350 – 550 nm.	
3 g Spritze inkl. 10 Kanülen	629350

Kalibrierblank 98 mm für **Tizian Cut 5 Fräsmaschine** und **Tizian 3.5 Serie** (Tizian Cut 5.2 Serie)

Art.-Nr.	Stärke
523489	15 mm

Kalibrierblank 98 mm für **Tizian 3.5 Serie Fräsmaschine**

Art.-Nr.	Stärke
523615	10 mm

# Zirkondioxid, 98 mm Blanks

## Tizian Blank MT+

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A1</b>	
16 mm	221220
18 mm	221360
20 mm	221221
25 mm	221222
<b>A2</b>	
16 mm	221223
18 mm	221361
20 mm	221224
25 mm	221225
<b>A3</b>	
16 mm	221226
18 mm	221362
20 mm	221227
25 mm	221228
<b>A3,5</b>	
16 mm	221229
18 mm	221363
20 mm	221230
25 mm	221231
<b>A4</b>	
16 mm	221232
18 mm	221364
20 mm	221233
25 mm	221234
<b>B1</b>	
16 mm	221235
18 mm	221365
20 mm	221236
25 mm	221237
<b>B2</b>	
16 mm	221238
18 mm	221366
20 mm	221239
25 mm	221240
<b>B3</b>	
16 mm	221241
18 mm	221367
20 mm	221242
25 mm	221243
<b>B4</b>	
16 mm	221244
18 mm	221368
20 mm	221245
25 mm	221246

## Tizian Blank 5.0 translucent

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A1</b>	
14 mm	221003
20 mm	221004
25 mm	221005
<b>A2</b>	
14 mm	221006
20 mm	221007
25 mm	221008
<b>A3</b>	
14 mm	221009
20 mm	221010
25 mm	221011
<b>A3,5</b>	
14 mm	221012
20 mm	221013
25 mm	221014
<b>B2</b>	
14 mm	221015
20 mm	221016
25 mm	221017
<b>C2</b>	
14 mm	221018
20 mm	221019
25 mm	221020
<b>D3</b>	
14 mm	221021
20 mm	221022
25 mm	221023
<b>weiß</b>	
14 mm	221000
20 mm	221001
25 mm	221002

Tizian Blank 5.0 translucent:  
 Sehr ästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken bis 16 Glieder, Suprakonstruktionen; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete ästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10<sup>-6</sup> · K<sup>-1</sup>

Tizian Blank MT+:  
 Transluzentes Zirkondioxid für Inlays, Onlays, Brücken (bis 16 Glieder), Kronen, Marylandbrücken u.v.m., keramisch verblendbar. WAK-Wert: 10,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup> bei 20–500 °C / Sintertemperatur: 1530 °C Hinweis: Die individuelle Gebrauchsanweisung des jeweiligen Blanktyps und eventuelle Einschränkungen müssen beachtet werden.

# Zirkondioxid

## Tizian Blank MT E 98 mm, ZrO<sub>2</sub>

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
221280	16 mm	A1
221337	18 mm	A1
221281	20 mm	A1
221282	25 mm	A1
221283	16 mm	A2
221338	18 mm	A2
221284	20 mm	A2
221285	25 mm	A2
221286	16 mm	A3
221339	18 mm	A3
221287	20 mm	A3
221288	25 mm	A3
221289	16 mm	A3,5
221340	18 mm	A3,5
221290	20 mm	A3,5
221291	25 mm	A3,5
221232	16 mm	A4
221341	18 mm	A4
221293	20 mm	A4
221294	25 mm	A4
221295	16 mm	B1
221342	18 mm	B1
221296	20 mm	B1
221297	25 mm	B1
221298	16 mm	B2
221343	18 mm	B2

## Tizian Blank MT E 98 mm, ZrO<sub>2</sub>

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
221299	20 mm	B2
221300	25 mm	B2
221301	16 mm	B3
221344	18 mm	B3
221302	20 mm	B3
221303	25 mm	B3
221307	16 mm	C1
221346	18 mm	C1
221308	20 mm	C1
221309	25 mm	C1
221310	16 mm	C2
221347	18 mm	C2
221311	20 mm	C2
221312	25 mm	C2
221313	16 mm	C3
221348	18 mm	C3
221314	20 mm	C3
221315	25 mm	C3
221319	16 mm	D2
221350	18 mm	D2
221320	20 mm	D2
221321	25 mm	D2
221322	16 mm	D3
221351	18 mm	D3
221323	20 mm	D3
221324	25 mm	D3
221328	16 mm	NW1
221353	18 mm	NW1
221329	20 mm	NW1
221330	25 mm	NW1



Transluzentes Zirkondioxid für Inlays, Onlays, Brücken (bis 16 Glieder), Kronen, Marylandbrücken u.v.m., keramisch verblendbar. WAK-Wert:  $10,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$  bei 20–500 °C / Sintertemperatur: 1530 °C Hinweis: Die individuelle Gebrauchsanweisung des jeweiligen Blanktyps und eventuelle Einschränkungen müssen beachtet werden.



## Tizian Blank MT E & MT+ Shadeguide

Die priti®MPguides multicolor High Translucent und multicolor Extra Translucent zeigen Ihnen die Positionierung in der Runde. So konkretisieren Sie die Zahnfarbe mit dem Zirkoniumdioxid von pridenta®.

Art.-Bez.	Art.-Nr.
Shadeguide Tizian Blank MT +	221104
Farbkeile Tizian Blank MT +	221103
Shadeguide Tizian Blank MT E	221107
Farbkeile Tizian Blank MT E	221106

## priti® multidisc ZrO<sub>2</sub> Blanks, 98mm

Die hochverdichteten Zirkoniumdioxid-Ronden stehen für einen definierten Sinterschrumpfung sowie defektfreie Fräsergebnisse und damit die Grundlage für ein ästhetisch hochwertiges und kosteneffizientes Ergebnis. Die chargenübergreifende Farbtreue und homogene Einfärbung beruhen auf der hauseigenen Fertigungskompetenz von pritidenta, „Made in Germany“!

**Vorteile der in multicolor eingefärbten Ronden:** hochästhetisch, schnell, einfach, reproduzierbar

### Multi Translucent cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 49%

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Art.-Bez.	Art.-Nr.	Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A</b>		<b>B2</b> 20mm	221043	<b>D</b>	
<b>A1</b> 16mm	221030	<b>B3</b> 16mm	221044	<b>D2</b> 16mm	221056
<b>A1</b> 20mm	221031	<b>B3</b> 20mm	221045	<b>D2</b> 20mm	221057
<b>A2</b> 16mm	221032	<b>B4</b> 16mm	221046	<b>D3</b> 16mm	221058
<b>A2</b> 20mm	221033	<b>B4</b> 20mm	221047	<b>D3</b> 20mm	221059
<b>A3</b> 16mm	221034	<b>C</b>		<b>D4</b> 16mm	221060
<b>A3</b> 20mm	221035	<b>C1</b> 16mm	221048	<b>D4</b> 20mm	221061
<b>A3,5</b> 16mm	221036	<b>C1</b> 20mm	221049	<b>OM</b>	
<b>A3,5</b> 20mm	221037	<b>C2</b> 16mm	221050	<b>OM1</b> 16mm	221062
<b>A4</b> 16mm	221038	<b>C2</b> 20mm	221051	<b>OM1</b> 20mm	221063
<b>A4</b> 20mm	221039	<b>C3</b> 16mm	221052	<b>OM2</b> 16mm	221064
<b>B</b>		<b>C3</b> 20mm	221053	<b>OM2</b> 20mm	221065
<b>B1</b> 16mm	221040	<b>C4</b> 16mm	221054	<b>OM3</b> 16mm	221066
<b>B1</b> 20mm	221041	<b>C4</b> 20mm	221055	<b>OM3</b> 20mm	221067
<b>B2</b> 16mm	221042				

**Indikationen:** Hochästhetische monolithische, vollaratomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 14 Gliedern, Inlays, Onlays, Veneers und Abutments; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10<sup>-6</sup> · K<sup>-1</sup>.

### Opaque in 16 VITA Farben und weiß, Transluzenz 35%

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Art.-Bez.	Art.-Nr.	Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A1</b>		<b>B2</b>		<b>weiß</b>	
14 mm	220664	14 mm	220674	12 mm	220697
20 mm	220665	20 mm	220675	14 mm	220698
<b>A2</b>		<b>C2</b>		16 mm	220699
14 mm	220666	14 mm	220676	18 mm	220700
20 mm	220667	20 mm	220677	20 mm	220701
<b>A3</b>		<b>D2</b>		25 mm	220702
14 mm	220668	14 mm	220678		
20 mm	220669	20 mm	220679		
<b>A3,5</b>					
14 mm	220670				
20 mm	220671				
<b>A4</b>					
14 mm	220672				
20 mm	220673				



**Indikationen:** Kronen und Brücken mit bis zu 16 Gliedern, teil- oder vollverblendete Gerüstkonstruktionen, Suprakonstruktionen. Zu empfehlen zum Abdecken von verfärbten Stümpfen oder Metallkonstruktionen. WAK 10 · 10<sup>-6</sup> · K<sup>-1</sup>.



priti® multidisc ZrO<sub>2</sub>

**Translucent** in 16 VITA Farben und weiß, mit einer Transluzenz von 40%

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A1</b>	
12 mm	220703
14 mm	220704
16 mm	220705
18 mm	220706
20 mm	220707
25 mm	220708
<b>A2</b>	
12 mm	220709
14 mm	220710
16 mm	220711
18 mm	220712
20 mm	220713
25 mm	220714
<b>A3</b>	
12 mm	220715
14 mm	220716
16 mm	220717
18 mm	220718
20 mm	220719
25 mm	220720
<b>A3,5</b>	
12 mm	220721
14 mm	220722
16 mm	220723
18 mm	220724
20 mm	220725
25 mm	220726
<b>A4</b>	
12 mm	220727
14 mm	220728
16 mm	220729
18 mm	220730
20 mm	220731

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>B1</b>	
12 mm	220733
14 mm	220734
16 mm	220735
18 mm	220736
20 mm	220737
<b>B2</b>	
12 mm	220739
14 mm	220740
16 mm	220741
18 mm	220742
<b>B3</b>	
12 mm	220745
14 mm	220746
16 mm	220747
18 mm	220748
20 mm	220749
25 mm	220750
<b>B4</b>	
12 mm	220751
14 mm	220752
16 mm	220753
18 mm	220754
20 mm	220755
<b>C1</b>	
12 mm	220757
14 mm	220758
16 mm	220759
18 mm	220760
<b>C2</b>	
12 mm	220763
14 mm	220764
16 mm	220765
18 mm	220766
20 mm	220767

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>C3</b>	
12 mm	220769
14 mm	220770
16 mm	220771
18 mm	220772
20 mm	220773
<b>C4</b>	
12 mm	220775
14 mm	220776
18 mm	220778
20 mm	220779
<b>D2</b>	
12 mm	220781
14 mm	220782
16 mm	220783
18 mm	220784
20 mm	220785
<b>D3</b>	
12 mm	220787
14 mm	220788
16 mm	220789
18 mm	220790
20 mm	220791
<b>D4</b>	
12 mm	220793
14 mm	220794
18 mm	220796
20 mm	220797
<b>weiß</b>	
12 mm	220799
14 mm	220800
16 mm	220801
18 mm	220802
20 mm	220803
25 mm	220804

**Indikationen:** Sehr ästhetische monolithische, vollaratomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 16 Gliedern, Suprakonstruktionen; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10<sup>-6</sup> · K<sup>-1</sup>.



**priti®MPguide ZrO<sub>2</sub>**

Die priti®MPguides zeigen Ihnen die Positionierung in der Runde. So konkretisieren Sie die Zahnfarbe mit dem Zirkoniumdioxid von pritudenta®.

Die Guides ermöglichen Ihnen eine Zuordnung zu den beiden Farbsystemen VITA classical® oder VITA System 3D-Master®.

Art.-Bez.	Art.-Nr.
priti®ShadeGuide ZrO <sub>2</sub> Extra Translucent	220880
priti®ShadeGuide ZrO <sub>2</sub> Multi Translucent	221068

## Multidisc Extra Translucent Multilayer compact

cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 45 %

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224122
18 mm x 98 mm	224123
20 mm x 98 mm	224124
25 mm x 98 mm	224125
<b>A 3-4</b>	
14 mm x 98 mm	224126
18 mm x 98 mm	224127
20 mm x 98 mm	224128
25 mm x 98 mm	224129
<b>B 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224130
18 mm x 98 mm	224131
20 mm x 98 mm	224132
25 mm x 98 mm	224133

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>B 3-4</b>	
14 mm x 98 mm	224134
18 mm x 98 mm	224135
20 mm x 98 mm	224136
25 mm x 98 mm	224137
<b>C 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224138
18 mm x 98 mm	224139
20 mm x 98 mm	224140
25 mm x 98 mm	224141
<b>C 3-4</b>	
14 mm x 98 mm	224142
18 mm x 98 mm	224143
20 mm x 98 mm	224144
25 mm x 98 mm	224145

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>D 2-4</b>	
14 mm x 98 mm	224146
18 mm x 98 mm	224147
20 mm x 98 mm	224148
25 mm x 98 mm	224149
<b>OM 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224150
18 mm x 98 mm	224151
20 mm x 98 mm	224152
25 mm x 98 mm	224153

**Indikationen:** Monolithisch-vollanatomische und teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken bis 16 Glieder sowie individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf Zahnfeilern und Implantaten. WAK 10 · 10<sup>-6</sup> · K<sup>1</sup>.

## Multidisc High Translucent Multilayer compact

cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 49 %

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>A 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224090
18 mm x 98 mm	224091
20 mm x 98 mm	224092
25 mm x 98 mm	224093
<b>A 3-4</b>	
14 mm x 98 mm	224094
18 mm x 98 mm	224095
20 mm x 98 mm	224096
25 mm x 98 mm	224097
<b>B 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224098
18 mm x 98 mm	224099
20 mm x 98 mm	224100
25 mm x 98 mm	224101

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>B 3-4</b>	
14 mm x 98 mm	224102
18 mm x 98 mm	224103
20 mm x 98 mm	224104
25 mm x 98 mm	224105
<b>C 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224106
18 mm x 98 mm	224107
20 mm x 98 mm	224108
25 mm x 98 mm	224109
<b>C 3-4</b>	
14 mm x 98 mm	224110
18 mm x 98 mm	224111
20 mm x 98 mm	224112
25 mm x 98 mm	224113

Art.-Bez.	Art.-Nr.
<b>D 2-4</b>	
14 mm x 98 mm	224114
18 mm x 98 mm	224115
20 mm x 98 mm	224116
25 mm x 98 mm	224117
<b>OM 1-3</b>	
14 mm x 98 mm	224118
18 mm x 98 mm	224119
20 mm x 98 mm	224120
25 mm x 98 mm	224121

**Indikationen:** Hochästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken bis zu drei Gliedern, Inlays, Onlays und Veneers. Sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten.

# priti®perfect

Für den virtuosen Abschluss Ihrer priti®multidisc ZrO<sub>2</sub> Restauration

## priti®perfect Einzelfarben

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
221080	Shade A (Steuerung Grundfarbton)	3 g
221081	Shade B (Steuerung Grundfarbton)	3 g
221082	Shade C (Steuerung Grundfarbton)	3 g
221083	Shade D (Steuerung Grundfarbton)	3 g
221084	Color Rose (Effekte imitieren)	3 g
221085	Color White (Effekte imitieren)	3 g
221086	Color Black (Effekte imitieren)	3 g
221087	Color Yellow (Effekte imitieren)	3 g
221088	Color Copper (Effekte imitieren)	3 g
221089	Fissure (Tiefenwirkung erzeugen)	2 g
221090	Transpa-blue (Schmelz imitieren)	3 g
221091	Transpa-pigeon (Schmelz imitieren)	3 g
221092	Transpa-smoke (Schmelz imitieren)	3 g
221093	Transpa-orange (Schmelz / Mamelon imitieren)	3 g

## priti®perfect Einzelfarben

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
221094	Halo (Halo-Effekt erzeugen)	3 g
221095	Structure deep (Schmelz imitieren / Farbe aufhellen)	3 g
221096	Structure opal (Schmelz imitieren)	3 g
221097	Structure clear (Schmelz imitieren)	3 g
221098	Glaze (Finish und Basis)	3 g
221099	Liquid (Pasten auffrischen)	25 ml

## priti®perfect Sets

Art.-Nr.	Farbe
221101	Basic Set (shade A, shade B, shade C, shade D, white, transpa-pigeon, structure clear, glaze, liquid)
221102	Effect Set (rose, black, yellow, copper, fissure, transpa-smoke, transpa-blue, transpa-orange, transpa-halo, structure deep, structure opal)



## Schütz Events

### Besuchen auch Sie einen unserer Kurse.

Das Thema „Digitalisierung“ ist aus der Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken. Nehmen Sie teil an diesen Entwicklungen und lassen Sie sich **inspirieren** durch **innovative Konzepte** für Praxis und Labor.

Ob Zahntechniker, Zahnarzt oder Implantologe:

Bilden Sie sich und Ihr Team weiter. Begeistern Sie Ihre Kunden, **motivieren** Sie Ihre Mitarbeiter und investieren Sie damit schon heute in **Ihre Zukunft**.

Melden Sie sich jetzt für einen unserer Kurse an.

### Unser Angebot:

- >> Spannende Live-Previews
- >> Praxisnahe Hands-on Kurse
- >> Individuelle Schulungen für Sie und Ihr Team
- >> Von Anwendern für Anwender

### Ihr Nutzen:

- >> Aktuellste Techniken und Verfahrensweisen
- >> Modernste Maschinen
- >> Von Anwendern für Anwender
- >> Workshop-Charakter mit kollegialem Austausch

Alle Kurse finden Sie unter  
[www.sdent.eu/kurse](http://www.sdent.eu/kurse)





**ENA CAD**  
In real composite material



Mit ENA CAD-Ronden und -Blöcken lassen sich vollanatomisch-monolithische Kronen, Inlays und Suprastrukturen, auch Implantat-gestützt, für funktionelle, ästhetische Restaurationen herstellen. ENA CAD hat eine ähnliche Härte wie Komposit für Restaurationen. Es ist nicht so hart wie Zirkoniumdioxid, Dentalkeramik oder andere Polymere und Hybride. Dadurch lässt es sich leichter fräsen und seine physikalischen Eigenschaften kommen den natürlichen Zähnen näher als andere Restaurationsmaterialien. Dadurch kann ENA CAD die Kaubelastung besser absorbieren und ist ein ideales Material für Inlays, Onlays, Kronen und Implantataufbauten.

Die ENA CAD-Ronden und -Blöcke Monolayer sind verfügbar in den Farben: UD0, UD0,5, UD1, UD2, UD3 and UD3,5. Um eine bessere ästhetische Integration insbesondere im Frontzahnbereich zu bieten, gibt es zusätzlich Multilayer Discs in den Farben UD1, UD2, UD3 und UD3,5.

**ENA CAD Disc Monolayer, 98 mm**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
400150	10 mm	UD 0,5
400153	10 mm	UD 1
400156	10 mm	UD 2
400159	10 mm	UD 3
400162	10 mm	UD 3,5
400148	15 mm	UD 0
400151	15 mm	UD 0,5
400154	15 mm	UD 1
400157	15 mm	UD 2
400160	15 mm	UD 3
400163	15 mm	UD 3,5
400149	20 mm	UD 0
400152	20 mm	UD 0,5
400155	20 mm	UD 1
400158	20 mm	UD 2
400161	20 mm	UD 3
400164	20 mm	UD 3,5

**ENA CAD Disc Multilayer, 98 mm**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
400140	15 mm	UD 1
400142	15 mm	UD 2
400144	15 mm	UD 3
400146	15 mm	UD 3,5
400141	20 mm	UD 1
400143	20 mm	UD 2
400145	20 mm	UD 3
400147	20 mm	UD 3,5

**ENA CAD Block S (6 Stück)**

Art.-Nr.	Stärke	Farbe
400165	14,7 x 14,7 x 18 mm	UD 0,5
400166	14,7 x 14,7 x 18 mm	UD 1
400167	14,7 x 14,7 x 18 mm	UD 2
400168	14,7 x 14,7 x 18 mm	UD 3
400169	14,7 x 14,7 x 18 mm	UD 3,5

Indikationen: Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken (max. ein Brückenglied) und Teilkronen in der CAD/CAM Technologie  
Hinweis: Die individuelle Gebrauchsanweisung des jeweiligen Blanktyps und eventuelle Einschränkungen müssen beachtet werden.



## Der einfache Einstieg in die digitale Zahnheilkunde



### Ihre Vorteile durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme: Tizian JMA Optic by zebris + iTero Lumina:

- Sie erhöhen den Privatleistungs-Anteil Ihrer Praxis
- Sie stellen sichere + funktionsorientierte Prothetik her
- Sie reduzieren Ihre Einschleifzeiten
- Sie profitieren von der Integration in unseren „Complete Digital Workflow“

## Tizian JMA Optic by zebris

- **Einfache** Anwendung
- **Schnelles** Aufzeichnen der echten Kiefergelenksbewegungen
- **Präzise**, wissenschaftlich fundiert
- **Offene** Datenschnittstelle
- **Wirtschaftlich**, hoher ROI



## iTero Lumina

- **Müheloser** Scanvorgang
- **Beeindruckende** Visualisierung
- **Großes** Sichtfeld
- **Offene** Datenschnittstelle
- **Wirtschaftlich**, hoher ROI
- **Steigerung** Patientenkomfort- und Mitarbeit

verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Abbildungen können abweichen.





Renishaw Scanner  
Tizian Scan Touch  
Tizian Smart-Scan Plus 3.0

## Unsere Scanner

**Intraoral-Scanner:  
Nächste Seite**

### Die optimale Hybridlösung.

#### Erleben Sie unseren einzigartigen Complete Digital Workflow

Verbinden Sie die Präzision eines taktilen Scanners mit der Geschwindigkeit eines optischen Scanners. Nutzen Sie je nach Indikation die Vorteile des passenden Scanners: Scannen Sie mit einem Lichtscanner exakt und schnell, während Sie beim taktilen Scannen Ihr Modell mit einer Abtast-Nadel noch präziser erfassen. Profitieren Sie beim taktilen Scannen mit dem Renishaw Scanner von einer hervorragenden Passung.

Erreichen Sie einen optimalen Sitz Ihrer Teleskoparbeiten und nutzen damit die Präzision als Ihren Wettbewerbsvorteil! Produzieren Sie sichere und reproduzierbare Ergebnisse mit der qualitativ höchstmöglichen Versorgung Ihres Patienten! Kombinieren Sie taktilen Scannen mit dem schnellen und auch genauen Streifenlichtscanner des Tizian Smart-Scan Plus 3.0 für Ihr Dental- bzw. Praxislabor. Dieses speziell für zahntechnische Anforderungen entwickelte System überzeugt durch einfaches Handling und offene Schnittstellen. Durch die Genauigkeit und Schnelligkeit ist der Tizian Smart-Scan Plus 3.0 besonders geeignet für Ihre Modellsituationen mit großspannigen Implantatarbeiten und/oder Brücken. So ergänzt der Tizian Smart-Scan Plus 3.0 ideal das hochpräzise taktile Scannen Ihres Renishaw Scanners.

### Jetzt Angebot anfordern.

Ihr Medizinprodukteberater freut sich  
auf Ihren Anruf: Tel. 06003 814-0

Art-Bez.	Art.-Nr.
<b>Ersatz-Messtaster für Renishaw DS10 und Procera Forte</b>	
Messtastereinsatz Typ A 1mm	523506
Messtastereinsatz Typ B 3mm	523507



**Eine Auswahl unseres  
Fräsmaschinen-Angebotes**

## Unsere CAD/CAM Fräsmaschinen

**Die Tizian Serie – eine Bereicherung für jedes Dental-Labor.**

**Erleben Sie unseren einzigartigen Complete Digital Workflow**

Mit den dentalen Frässystemen aus der Tizian-Familie bleiben Sie unabhängig. Die CAD/CAM Frässysteme zeichnen sich durch eine sehr präzise Fertigung und Zuverlässigkeit aus. Egal ob 4-Achs-, 5-Achs- oder 6-Achs-Fräsanlage. Bei den Tizian CAD/CAM Frässystemen ist mit Sicherheit auch das richtige System für Ihr Dental- oder Praxislabor dabei.

## Unsere Sinteröfen

**Drei heiße Teile zum Sintern von Zirkondioxid.**

Die in Deutschland hergestellten und aus qualitativ hochwertigen Bauteilen bestehenden Sinteröfen helfen Ihnen dabei, Ihre zahntechnischen Arbeiten passgenau und sicher zu sintern. Alle drei Tizian Sinteröfen sind frei programmierbar und geben Ihnen somit die Möglichkeit, verschiedene Zirkondioxide zu sintern. Auch als "Speed-Variante" erhältlich.

**Jetzt Angebot anfordern.**

**Ihr Medizinprodukteberater freut sich  
auf Ihren Anruf: Tel. 06003 814-0**



# Jetzt Prospekte anfordern!

**Futura-Serie**

High-End  
Prothesen-Werkstoffe

SCHÖTZ DENTAL

**Bonding-Serie**

Starke Zähne,  
starker Verbund

SCHÖTZ DENTAL

**Übersicht  
Edelmetalle**

Alphador

SCHÖTZ DENTAL

**Tizian CAM**

Fräsmaschinen  
just mill it

SCHÖTZ DENTAL

**Tizian Scan  
Tizian CAD**

Complete Digital  
Workflow

SCHÖTZ DENTAL

**Intraoral-Scanner**

60 Jahre  
Schütz Dental

Medit Serien  
i700 wireless / i700 / i600

SCHÖTZ DENTAL

**iTero Lumina™**

Performance neu definiert!

Die nächste Generation der  
intraoralen Scan-Technologie.

SCHÖTZ DENTAL

**Digitale  
Funktionsanalyse**

Reale Bewegung in der  
funktionellen digitalen  
Zahnmedizin

SCHÖTZ DENTAL

**IMPLA meets  
zebris**

Funktion in der  
Implantologie

SCHÖTZ DENTAL

**IMPLA**

Das System

SCHÖTZ DENTAL

**Für Ihre  
Zahnarztpraxis**

Analog trifft Digital

SCHÖTZ DENTAL



## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Schütz Dental GmbH

### § 1 Allgemeines – Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Schütz Dental GmbH (nachfolgend Verkäufer genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Der Verkäufer tätigt Geschäfte ausschließlich mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend Käufer genannt).

(3) Ein Kaufinteressent, der nicht Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sondern Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, hat dies dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

### § 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Der Verkäufer behält sich vor, eine Bonitätsprüfung des Käufers vorzunehmen. In Abhängigkeit vom Ergebnis der Prüfung ist der Verkäufer berechtigt, Änderungen der Lieferbedingungen oder des Zahlungsziels und der Zahlungsart vorzunehmen. Bei negativer Bonitätsbewertung ist der Verkäufer auch berechtigt, von einem bereits abgeschlossenen Vertrag schadensersatzfrei zurückzutreten.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) Angaben aus Prospekten, Preislisten oder dem Angebot sind nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich Vertragsbestandteil geworden.

(5) Die Angestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

(6) Der Käufer ist an seine Bestellung (Verkaufsangebot des Käufers) 14 Werktage gebunden. Eine Annahme der Bestellung kann vom Verkäufer entweder durch schriftliche Bestätigung oder Auslieferung der Ware angenommen werden.

(7) Der Vertragsschluss steht verkäufersseitig unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Selbstlieferung. Leistungsstörungen sind dem Käufer in angemessener Zeit mitzuteilen.

### § 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Hiernach gelten die Preise zum Zeitpunkt der Warenauslieferung. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten. Lieferungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu dessen Lasten und Kosten versichert. Anker, Geschiebe und Riegel, Gold und Lote werden grundsätzlich per Einschreiben oder Wertpaket zu Lasten und Kosten des Käufers versandt.

(3) Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Aus- und Einbauarbeiten werden, neben den Materialkosten, separat nach Zeitaufwand berechnet. Es gelten die jeweils gültigen Stundensätze des Verkäufers zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt, sowie zuzüglich eventuell anfallender An- und Abfahrtskosten.

(4) Bei einer wesentlichen Änderung der auftragsbezogenen Personal- und Materialkosten nach Vertragsabschluss ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Der Verkäufer hat nach Aufforderung durch den Käufer die Preiserhöhung nachzuweisen. Bei einer Preiserhöhung von über 10% des Nettobetrages ist der Käufer binnen 10 Tagen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(5) Etwaig gewährte Rabatte seitens des Verkäufers sind vom Käufer/Behandler entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen an den Patienten weiter zu geben.

### § 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlangt sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer innerhalb angemessener Frist benachrichtigt.

(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht zumutbar.

(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

(7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unterganges auf den Käufer über.

(8) Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers, auch im Falle des frachtfreien Versandes.

### § 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

### § 6 Gewährleistung

(1) Der Verkäufer gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt für mechanische Teile der Produkte ein Jahr, für elektronische Teile sechs Monate und beginnt mit dem Lieferdatum.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. Die Gewährleistung entfällt auch, wenn ein Schaden darauf zurückzuführen ist, dass die Ware von dritter Seite bearbeitet oder repariert wurde, die Ware einem anderen als dem vorgesehenen Verwendungszweck zugeführt, die Bedienungsanleitung nicht beachtet wurde oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik mißachtet wurden.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, entscheidet der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, ob das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt oder von diesem abgeholt wird.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder bei erheblichen Mängeln auch Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

(8) Der Käufer trägt das Risiko, dass die von ihm bestellten Waren für den von ihm beabsichtigten Zweck geeignet und zugelassen sind. Empfehlungen des Verkäufers hierzu sind unverbindlich.

(9) Ein Mangel an einem Teil der Ware führt nicht zu einem Mangel an der gesamten Ware bzw. Lieferung und berechtigt den Käufer nicht zum Rücktritt vom Vertrag.

(10) Eine Gewährleistung des Verkäufers für Gebrauchteile und -geräte sowie für Verschleißteile ist ausgeschlossen.

(11) Für Fremderzeugnisse, die der Verkäufer im Auftrag des Käufers beschafft und geliefert hat, tritt der Verkäufer seine gegenüber dem Fremdersteller bestehenden Gewährleistungsansprüche hiermit an den Käufer ab. Der Käufer erklärt hiermit die Annahme der Abtretung.

(12) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen.

### § 7 Ersatzteile

Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Maschine Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

### § 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Ver-käufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Ver-bindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsbereinigungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Ver-käufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn wiederum, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungs-ermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer be-rechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabe-ansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Verträge.

### § 9 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Ver-rechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptfor-derung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks/Wechsel gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck/Wechsel unwiderruflich gutge-schrieben ist.

(3) Eine Wechselhingabe bedarf der ausdrücklichen, vorherigen Genehmigung durch den Verkäufer. Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers, ebenso trägt er die Gefahr der rechtzeitigen Vor-legung und Protesterhebung.

(4) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlicher Höhe, derzeit von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(5) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen oder der Käufer seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Rest-schuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

(6) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festge-stellt wurden oder unstrittig sind.

(7) Bargeldzahlungen, die einen Betrag von 9.999,00 EUR übersteigen, sind ausgeschlossen.

### § 10 Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Produkt- und Konstruktionsänderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

### § 11 Patente und Urheberrechte

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Warenzeichen oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorher-sehbaren Schaden begrenzt.

Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefe-gegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, daß er entweder

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder

b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

(3) An Zeichnungen, Skizzen, Katalogen, Planungen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer seine Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Verkäufers Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurück-zugeben.

### § 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusam-menhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

### § 13 Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind so-wohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausge-schlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Scha-denersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Man-gelgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Ver-tragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung.

### § 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, Nebenabreden

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des Internationalen Kauf-rechts (CISG).

(2) Soweit der Käufer Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Dem Verkäufer steht es frei, den Käufer auch an dessen Sitz zu verklagen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit, Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übr-i-gen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen, undurchführ-baren oder nicht durchsetzbaren Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen werden die Parteien anstreben, sich im Wege der Verhandlungen auf eine nach Ort, Zeit, Maß und Gesetz und Rechtspre-chung angemessene Bestimmung zu verständigen, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung von den Parteien gewollt war. Das Vorstehende gilt entsprechend für etwaige Lücken in diesen Geschäftsbedingungen.

(4) Nebenabreden oder Änderungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.



# Wir sind gerne für Sie da!



**06003 814-0**



**info@schuetz-dental.de**



**www.schuetz-dental.de**

## Schütz Dental Newsletter

**Jetzt registrieren und immer einen Schritt voraus sein.**

Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Aktionen mit unseren Newslettern zu den Themenbereichen Zahntechnik, Zahnmedizin und Implantologie. Verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen oder Veranstaltungen von Schütz Dental.

**Registrieren Sie sich gleich unter: [sdent.eu/newd](https://sdent.eu/newd)**

## Onlineshop

**Schnell und einfach online bestellen.**

Bestellen Sie rund um die Uhr, wann und wo immer Sie möchten. Ganz bequem über unseren Schütz Dental Onlineshop. Registrieren Sie sich jetzt und bestellen Sie direkt, einfach und schnell online.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.  
Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

**[www.schuetz-dental.de](https://www.schuetz-dental.de)**

**Besuchen Sie uns online!**

