

# Für Ihre Zahnarztpraxis

Analog trifft Digital





**Jetzt einfach anmelden  
und direkt bestellen!**



**Breites  
Produktsortiment**



**Schnelle  
Lieferung**




**Vertrauen &  
Sicherheit**



**Clever sparen  
mit Kombi-Angeboten**

## Inhalt

<b>Bond &amp; Etch Befestigungsmaterialien</b>	<b>4–7</b>	<b>Keramik-Reparatursystem</b>	<b>14</b>
Sebond Universal	4	ReVeneer	14
Sebond Implant & Alphaslink Implant	5		
Alphaslink Cem	5	<b>Ästhetik-System für Kunststoffprovisorien</b>	<b>15</b>
PrimeBond7, Capo Etch	6	Enamel plus Temp, Micerium	15
Capo Bond, Capo Bond Activator	7		
		<b>High-End Systeme</b>	<b>16–21</b>
<b>Komposit-Systeme</b>	<b>7–11</b>	MicroClean Reinigungssystem	16
Capo Bulk Fill Plus	7	IMPLA	17
Capo Natural & Capo Universal, Capo Flow	8	Funktion in der Implantologie	18
Capo Slow Flow, Capo Bulk Fill	9	Tizian JMA Optic Kieferregistriersystem by zebris	19
NanoPaq, BLUEDENT Power Pen cordless	10	Intraoral-Scanner Medit i700w	20
Die Komposit Produktfamilie im Vergleich	11	Implantologisches Trainingscamp	21
		<b>Allgemeines</b>	<b>22–24</b>
<b>Bleaching</b>	<b>12–13</b>	Allgemeine Geschäftsbedingungen	22
Bleach'n Smile Office Bleaching	12	Newsletter, Onlineshop	23
Bleach'n Smile Dental Dam	13	Kontakt	24
Bleach'n Smile After Bleaching Care	13		



Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

Vertrauen – ein Wert, der immer wichtiger wird, je schneller sich die Welt dreht und je komplexer die Produkte und die Märkte werden.

**Was meinen wir denn nun konkret, wenn wir Sie bitten, uns zu vertrauen?**

Sie können uns vertrauen, weil wir die meisten unserer Produkte selbst entwickeln und in Deutschland fertigen – wir wissen daher genau, was diese leisten. Und unsere Entwickler sind für Sie da, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Sie können auf uns bauen, weil wir sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt zuhause sind – wir unterstützen und beraten Sie kompetent in beiden Welten.

Sie können sich auf uns verlassen, weil wir seit über 50 Jahren im Markt sind. Sie haben damit die Sicherheit, dass Sie auch in Zukunft für Ihre Implantate oder digitalen Systeme noch Teile und Service bekommen.

Seit Jahrzehnten vertrauen Kunden auf der ganzen Welt uns, unseren Produkten und unserem Service. Vertrauen auch Sie uns.

Herzliche Grüße

Ihr

Wolf Zientz  
Geschäftsführer





# Befestigungsmaterialien

## Sebond Universal Primer

**Für Restaurationen**

Sebond Universal Primer ist ein Einkomponenten-Universalprimer für den starken adhäsiven Verbund zwischen Befestigungsmaterial (z. B. Alphalink Cem) und Restaurationsmaterialien aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik, Zirkondioxid, Edelmetall, NEM, Titan, zirkonverstärktem Komposit, Kompositen und PEEK. Durch die Kombination von drei verschiedenen Methacrylaten (Silanmethacrylat, Phosphorsäuremethacrylat und einem Sulfidmethacrylat) wird eine starke und dauerhafte Haftung auf den Restaurationsmaterialien erzielt.

### Ihre Vorteile:

- Universell anwendbar: Lediglich ein Primer für nahezu alle zahntechnischen Restaurationsmaterialien
- Äußerst sparsam: Ein dünner Film genügt
- Einheitliche Einwirkzeit von 60 Sekunden
- Einfache Handhabung
- Langfristige und sichere Haftung
- Materialsparende Dosierungsmöglichkeit
- Frei von Bis-GMA, TEGDMA oder HEMA
- Keine Lichtpolymerisation nötig
- Dünnflüssiges Material für eine gute und schnelle Anwendung
- Bequeme Lagerung bei Zimmertemperatur (keine Külschranklagerung notwendig)
- Keine Zusatzgeräte notwendig



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
644093	Sebond Universal Primer 5 ml	72,00 €

# Sebond Implant & Alphalink Implant

Für Restaurationen

Speziell für den Verbund von Titanaufbauten mit individualisierten Zirkondioxidaufbauten und Suprakonstruktionen entwickelt. Verwenden Sie dieses System zum sicheren Verkleben von Suprakonstruktionen auf Ihren individuellen Abutments.

## Ihre Vorteile:

- Speziell für den Verbund entwickelt, daher ein hohes Maß an Sicherheit
- System passt sich dem Anwender an
  - Intraorale Anwendung = schnelles Aushärten
  - Anwendung auf Modell = länger zu verarbeiten
- Hohe Haftwerte
- Langzeitfestigkeit durch besonders angepasste Formel
- Zeitersparnis und sauberes Arbeiten
- Durch die pastöse Beschaffenheit lassen sich Überschüsse sehr leicht entfernen.



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
640076	Alphalink Implant 8 g Automischkartusche, 10 x Mischkanülen	<b>142,30 €</b>
640075	Sebond Implant 1 x 5 ml	<b>127,20 €</b>

## Verklebbare Materialien:

Zirkondioxid, Edelmetall, NEM, Titan, Keramik

<i>E-Modul:</i>	7.085 MPa	<i>Vickers-Härte:</i>	320 MPa
<i>Biegefestigkeit:</i>	107 MPa	<i>Druckfestigkeit:</i>	229 MPa

# Alphalink Cem

Für den natürlichen Zahn

Alphalink Cem ist ein dualhärtendes Befestigungskomposit für den natürlichen Zahn. Es wurde speziell für die adhäsive Befestigung von indirekten Konstruktionen wie Veneers, Inlays, Onlays, Kronen und Brücken entwickelt. Die indirekten Restaurationen können hierbei aus Glaskeramik, Zirkondioxid, Komposit, zirkonverstärktem Komposit, Edelmetall, NEM und Titan bestehen. Auch Stumpfaufbauten (als Core Build Up Material) und die adhäsive Befestigung von Wurzelstiften sind möglich.

## Ihre Vorteile:

- Herausragende Haftwerte auf Dentin und Keramik
- Gute Röntgensichtbarkeit, röntgenopak (210 % Al)
- Sehr hohe Druckfestigkeit von 290 MPa
- Abrasionsstabil
- Hohe Viskosität
- Automischkartusche für ein einfaches Handling
- Transparente Mischkanüle
- Hohe Biokompatibilität, da Bis-GMA-frei
- Langzeitstabilität durch herausragende physikalische Eigenschaften
- Sicher, da selbsthärtend
- Hohe Ästhetik, da in drei Farben erhältlich



<i>E-Modul:</i>	12.039 MPa
<i>Biegefestigkeit:</i>	118 MPa
<i>sehr hohe Vickershärte:</i>	549 MPa

	Raumtemperatur ca. 21 °C (ca. 69 °F)	Intraoral 37 °C (98.6 °F)
Aushärtezeit inkl. Verarbeitungszeit	ca. 6 min.	2–3 min.

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
639012	A2 8 g Automischkartusche	<b>123,30 €</b>
639013	A3 8 g Automischkartusche	<b>123,30 €</b>
639014	semi-transparent 8 g Automischkartusche	<b>123,30 €</b>

Abbildungen können abweichen.  
Die technischen Daten sind Mittelwerte und können bei den Lieferchargen geringfügig schwanken.

SCHÜTZ DENTAL

# PrimeBond7

## Für den natürlichen Zahn



### 7. Generation Bonding – Primer und Bonder in einem Ein Material für viele Anwendungen

Das neue PrimeBond7 ist ein selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponenten-Bonding der 7. Generation. Befestigen Sie Füllungskomposite in nur einem Schritt sicher und zuverlässig auf natürlichen Zahnschmelzen. Überzeugen Sie sich selbst von der schnellen und einfachen Handhabung sowie herausragender Qualität durch die optimal abgestimmte Rezeptur.

#### Indikationen:

- Direkte, lichthärtende Kompositrestaurationen auf dem natürlichen Zahn
- Indirekte Restaurationen aus Komposit oder Keramik (Inlays, Onlays, Veneers, Kronen) mit licht- und dualhärtenden Befestigungskompositen
- Reparatur frakturierter Kompositfüllungen

#### So funktioniert's:

- Primer und Bonder in einem: Nur 1 x auftragen, kurze Polymerisationszeit (ca. 10 Sek.)
- Kein zusätzliches Ätzen notwendig
- Bildet eine homogene Adhäsiv-Schicht zur Vermeidung von "pooling"
- Gleichbleibende Materialeigenschaften

#### Ihre Vorteile:

- Herausragende Haftwerte
- Sicher und zuverlässig
- Schnell und einfach: ätzen, primen, bonden in nur einem Schritt / gleichmäßig zu applizieren
- Dauerhafter Verbund auf Schmelz und Dentin
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Gute Biokompatibilität
- Schonendes Ätzen reduziert das Risiko von Hypersensibilitäten
- Kompatibel mit allen gängigen lichthärtenden Kompositmaterialien
- Wahl zwischen zwei Verfahren (Self Etch oder Selective Etch)
- Keine Kühlschrankspeicherung notwendig

#### Physikalische Daten

	Mittelwert
Haftverbund Dentin (MPa)	26,0 MPa
Haftverbund Schmelz (MPa)	24,0 MPa
pH-Wert	>2

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
232007	PrimeBond7	99,40 €

## Capo Etch

## Für den natürlichen Zahn

Sie ätzen Dentin und Schmelz ganz einfach und sicher mit Capo Etch. Durch die hohe Standfestigkeit und den ausgezeichneten Kontrast zum natürlichen Zahn sichert Capo Etch Ihnen eine schnelle und sichere Anwendung. Selbstverständlich auch in Kombination mit Capo Bond (Seite 7), Capo Universal (Seite 8) und Capo Bulk Fill (Seite 9).



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
234013	Capo Etch Set 2 x 2 ml Gel (37 %)	33,40 €

#### Ihre Vorteile:

- Sehr gute visuelle Kontrolle möglich, da rot eingefärbt
- Standfest, daher kein Wegfließen nach Applikation
- Dank der gebogenen Applikationskanülen auch an schwer zugänglichen Stellen gut zu applizieren

# Capo Bond & Capo Bond Activator

Für den natürlichen Zahn



Capo Bond ist ein multifunktionales, lichthärtendes Ein-Komponenten-Adhäsivsystem auf Ethanol-Basis. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Haftfestigkeit auf Dentin und Schmelz aus. Machen Sie Ihr Capo Bond Adhäsivsystem zu einem dualhärtenden Adhäsivsystem mit unserem Capo Bond Activator. Ideal auch da, wo Sie es mit Licht nur schlecht polymerisieren können. Für schwer zugängliche Stellen geeignet.

### Ihre Vorteile:

- Dauerhaft hohe Haftwerte auf geätztem Dentin und geätztem Schmelz (30 MPa)
- Dualhärtend in Verbindung mit Capo Bond Activator (20 MPa)
- Hohe Biokompatibilität
- Mit allen gängigen Marken lichthärtender Kompositmaterialien kompatibel
- Hohe Sicherheit durch jahrzehntelange Erfahrung

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
234014	Set 5 ml Capo Bond, 1 x Pinselhalter, 50 x Einwegdentalpinsel, 2 Anmischplatten	63,20 €
234401	Capo Bond 5 ml	53,10 €
234402	Capo Bond Activator 5 ml	53,10 €

# Komposite

## Capo Bulk Fill Plus

Capo Bulk Fill ist ein lichthärtendes Seitenzahn-Komposit zur direkten Füllungstherapie in der Bulk Fill-Technik. Diese einfache und schnelle Verarbeitungstechnik eignet sich für Schichten von bis zu 4 mm Dicke. Das hochviskose Material passt sich sehr gut an Kavitätenböden und -wände an.

### Ihre Vorteile:

- Keine weiteren Schichten zum Abdecken bei Klasse I-Kavitäten nötig = zeitsparend
- Schnelle und einfache Verarbeitung mit Schichtstärken von bis zu 4 mm
- Außergewöhnlich gute physikalische Daten
- Minimale Schrumpfwerte = sehr sichere Anwendung
- Hohe Röntgenopazität (210 % Al), dadurch lässt sich die Füllung gut kontrollieren
- Mit den meisten Bondern und Komposit-Systemen kompatibel
- Biokompatibel: 100 % frei von Bisphenol A, HEMA, Bis-GMA und TEGDMA
- Universelle Dentinfarbe = natürliches Aussehen
- Einfach zu polieren



E-Modul <sup>1</sup> :	11.090 MPa
Biegefestigkeit <sup>1</sup> :	134 MPa
Vickers-Härte <sup>1</sup> :	737 MPa
Druckfestigkeit <sup>1</sup> :	381 MPa
Volumenschrumpf:	2,8 %
Röntgenopazität:	210 % Al
Füllstoffgehalt:	77 % Gew.

<sup>1</sup>Quelle: Fraunhofer Institut für keramische Technologien und Systeme, Dresden

Farbe	Art.-Nr.	Füllmenge	Preis
Uni	232059	2 g Spritze	36,00 €

Abbildungen können abweichen.  
Die technischen Daten sind Mittelwerte und können bei den Lieferchargen geringfügig schwanken.

SCHÜTZ DENTAL

# Komposite

## Capo Universal & Capo Natural

Capo Universal und Capo Natural sind lichthärtende, hochglanzpolierbare Komposite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chamäleoneffekt eine optimale Farbanpassung der Füllung ermöglichen.

### Ihre Vorteile:

- Hohe Abrasionsresistenz, verbunden mit Antagonisten-Freundlichkeit
- Farbbrillanz und -beständigkeit
- Funktioniert mit allen gängigen Etch- und Bondsystemen
- Ideal für die minimalinvasive Technik geeignet
- Einfache Handhabung und gute Polierbarkeit
- Hervorragende mechanische Eigenschaften

Füllstoffgehalt: 75% Gew.  
 E-Modul: 11.173 MPa Vickers-Härte: 784 MPa  
 Biegefestigkeit: 157 MPa Druckfestigkeit: 502 MPa

Quelle: Fraunhofer Institut für keramische Technologien und Systeme, Dresden



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
232054	Capo Universal 6 g Spritze	34,80 €
232055	Capo Natural Set, 6 Spritzen (A2/A3/A3,5/B2/IM/Occ)	317,40 €

Farbe	4 g Spritze
A1	232040
A2	232041
A3	232042
A3,5	232043
A4	232044
Incisal medium	232049
Incisal clear	232050
Incisal white	232051
Bleach 1	232052
Bleach 2	232053
B2	232045
B3	232046
C2	232047
C3	232048
<b>Preis/Pck.</b>	<b>62,00 €</b>

## Capo Flow

Fließfähiges Zahnarzt-Komposit auf Mikrohybrid-Basis, mit dem Sie Unterfüllungen legen, kleinere Defekte füllen und Fissuren versiegeln.

### Ihre Vorteile:

- Gute physikalische Eigenschaften
- Gute Polierbarkeit
- Einfach in der Anwendung
- Kein Nachtropfen

E-Modul: 6.998 MPa Vickers-Härte: 374 MPa  
 Biegefestigkeit: 134 MPa Druckfestigkeit: 403 MPa

Art.-Nr.	Inhalt	Preis/Stk.
234012	Capo Flow Set, 6 Spritzen (A2/A3/A3,5/A4/B3/C3)	55,80 €
234301	A1 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234302	A2 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234303	A3 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234304	A3,5 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234305	A4 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234307	B2 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234308	B3 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €
234312	C3 Capo Flow 2 g Spritze	24,10 €

# Capo Slow Flow

Capo Slow Flow ist ein lichthärtendes Komposit für die Versiegelung von Fissuren und die Behandlung von zervikaler Karies im Front- und Seitenzahnbereich. Dieses Komposit verbindet die einfache Handhabung eines fließfähigen Komposits mit den außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften einer Paste.

### Ihre Vorteile:

- Biokompatibel: 100 % frei von Bis-GMA
- Außergewöhnlich gute physikalische Daten
- Keine weiteren Schichten zum Abdecken der Kavität nötig = zeitsparend
- Hohe Röntgenopazität (210 % Al), dadurch lässt sich die Füllung gut kontrollieren
- Mit den meisten Bondern und Komposit-Systemen kompatibel
- Chamäleon-Effekt = natürliches Aussehen
- Minimale Schrumpfwerte = sehr sichere Anwendung

Farbe	Art.-Nr. (2 g Spritze <sup>1</sup> )
A1	232061
A2	232062
A3	232063
A3,5	232064
B1	232065
B2	232066
B3	232067
Klar	232068
<b>Preis/Pck.</b>	<b>34,80 €</b>

<sup>1</sup>inkl. 10 Applikationskanülen

Füllstoffgehalt: 77 % Gew.  
 E-Modul: 12.316 MPa      Vickers-Härte: 794 MPa  
 Biegefestigkeit: 144 MPa      Druckfestigkeit: 431 MPa

Quelle: Fraunhofer Institut für keramische Technologien und Systeme, Dresden

[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)

Bestellen Sie Ihr Komposit jetzt online.

# Capo Bulk Fill

Capo Bulk Fill ist ein lichthärtendes Seitenzahn-Komposit zur direkten Füllungstherapie in der Bulk Fill-Technik. Diese einfache und schnelle Verarbeitungstechnik eignet sich für Schichten von bis zu 4 mm Dicke. Das hochviskose Material passt sich sehr gut an Kavitätenböden und -wände an.

### Ihre Vorteile:

- Schnelle und einfache Verarbeitung mit Schichtstärken von bis zu 4 mm
- Außergewöhnlich gute physikalische Daten
- Minimale Schrumpfwerte = sehr sichere Anwendung
- Keine weiteren Schichten zum Abdecken bei Klasse I-Kavitäten nötig = zeitsparend
- Hohe Röntgenopazität (210 % Al), dadurch lässt sich die Füllung gut kontrollieren
- Mit den meisten Bondern und Komposit-Systemen kompatibel
- Biokompatibel: 100 % frei von Bisphenol A, HEMA, Bis-GMA und TEGDMA
- Universelle Dentinfarbe = natürliches Aussehen
- Einfach zu polieren



E-Modul<sup>1</sup>: 11.090 MPa  
 Biegefestigkeit<sup>1</sup>: 134 MPa  
 Vickers-Härte<sup>1</sup>: 737 MPa  
 Druckfestigkeit<sup>1</sup>: 381 MPa  
 Volumenschrumpf: 2,8 %  
 Röntgenopazität: 210 % Al  
 Füllstoffgehalt: 77 % Gew.

<sup>1</sup>Quelle: Fraunhofer Institut für keramische Technologien und Systeme, Dresden

Farbe	Art.-Nr. (2 g Spritze <sup>1</sup> )	Art.-Nr. (15 x 0,25 g Kompuhlen)
Uni	232060	232111
<b>Preis</b>	<b>32,20 €</b>	<b>60,80 €</b>

<sup>1</sup>inkl. 10 Applikationskanülen

Abbildungen können abweichen. Die technischen Daten sind Mittelwerte und können bei den Lieferchargen geringfügig schwanken.



## Die Produktfamilie im Vergleich

Produkt	Anwendungsort	Indikation	Kombi-Materialien
<b>PrimeBond7</b>	Natürlicher Zahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkte lichthärtende Kompositrestaurationen aus Komposit oder Keramik (Inlays, Onlays, Veneers, Kronen) mit licht- und dualhärtenden Befestigungskompositen</li> <li>• Reparatur frakturierter Kompositfüllungen</li> </ul>	Alle Capo-Komposite
<b>Capo Etch</b>	Natürlicher Zahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ätzen des Schmelzes und/oder des Dentins in der adhäsiven Füllungstechnik.</li> </ul>	Capo Bond + alle Capo-Komposite + NanoPaq
<b>Capo Bond</b>	Natürlicher Zahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den festen Verbund von Kompositen und Kompositen zu Schmelz und Dentin sowie zu Nichtedelmetallen und Edelmetallen</li> <li>• Zur Imprägnierung von Wurzelkanälen vor dem Füllen bzw. vor der Zementierung von Wurzelkanalstiften und -schrauben</li> <li>• Geeignet als Primer für indirekte klebende Restaurationen, z. B. für Keramik- und Komposit-Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken, die mit einem chemisch- oder dualhärtenden Zement befestigt werden</li> </ul>	Capo Etch + alle Capo-Komposite + NanoPaq
<b>Capo Bulk Fill (Plus)</b>	Natürlicher Zahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Füllungen mit Schichtstärken bis zu 4 mm bei Kavitäten der Klasse I</li> <li>• Basisfüllungen mit Schichtstärken bis zu 4 mm bei Kavitäten der Klasse II. Bei Klasse II-Kavitäten ist eine Übersichtung mit einem für Klasse II-Kavitäten geeigneten Komposit erforderlich.</li> <li>• Kavitätenlining – als erste Schicht bei Kavitäten der Klassen I und II</li> </ul>	Capo Etch, Capo Bond + alle Capo-Komposite + NanoPaq
<b>Capo Flow Capo Slow Flow</b>	Natürlicher Zahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissurenversiegelung</li> <li>• Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren</li> <li>• Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)</li> <li>• Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II, III nach Black</li> <li>• Korrekturen von Zahnschmelzdefekten</li> <li>• Ausblocken von Unterschnitten</li> <li>• Kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz</li> </ul>	Capo Etch, Capo Bond + alle Capo-Komposite + NanoPaq
<b>Capo Natural Capo Universal NanoPaq</b>	Natürlicher Zahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I, II, III, IV und V nach Black.</li> <li>• Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays, Veneers</li> <li>• Erweiterte Fissurenversiegelung an (Prä-)Molaren</li> <li>• Stumpfaufbauten</li> <li>• Schienung von gelockerten Zähnen</li> <li>• Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik</li> </ul>	Capo Etch, Capo Bond + alle Capo-Komposite + NanoPaq



**[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)**

Alle Produkte schnell und einfach in unserem Onlineshop bestellen.  
Jetzt registrieren und direkt von tollen Rabattaktionen profitieren.



# Bleach'n Smile

Prospekt inkl. Step-by-Step Anleitung anfordern!

## Bleach'n Smile Office Bleaching

### Indikationen:

- Medizinische Aufhellung von Zähnen
- Für labiale Zahnflächen
- Für devitale oder krankhaft verfärbte Zähne geeignet
- Endo-Bleaching

### Ihre Vorteile:

- Ideale standfeste Konsistenz
- Einfache und schnelle Anwendung durch Automix-System
- Schnelle Tiefenwirkung (35 % Wasserstoffperoxid nach dem Mischen)
- Schonend zum natürlichen Zahn
- pH-neutraler Wert von 7,3
- Sichere Lagerung (keine Entmischung, keine Blasenbildung durch Sicherheitsclip)
- Zuverlässig in der Anwendung



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
237050	Bleach'n Smile Automix Set Bleichgel und Aktivator in einer selbstanmischenden 4:1-Doppelspritze (5 g Kartusche) + 1x Dental Dam, 1,5 g + 1x After Bleaching Care Cream, 2 ml	98,10 €
237051	Refill Set: 5 x 5 g Bleichgel-Spritzen mit 35 % Wasserstoffperoxid	239,40 €

Die spezielle Formel mit **Kaliumnitrat** und **Natriumfluorid** hilft Empfindlichkeiten vorzubeugen!

## Bleach'n Smile Dental Dam

### Indikation:

- Abdeckung und Schutz der Gingiva

### Ihre Vorteile:

- Gute Haftung an der Gingiva
- Geringe Wärmeentwicklung
- Einfach in der Anwendung
- Lichthärtend
- Starker farblicher Kontrast zur Gingiva
- Zeitersparnis im Vergleich zu Kofferdam
- Hohe Standfestigkeit beim Auftragen



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
237020	4 x 1,5 g Spritzen Bleach'n Smile Dental Dam	71,90 €

## Bleach'n Smile After Bleaching Care

### Indikation:

- Zur Nachbehandlung der Zähne nach dem In-Office-Bleaching

### Ihre Vorteile:

- Kariesprotektiv durch Xylitol
- Reduziert Sensibilitäten nach Bleaching-Behandlung
- Reduziert Hypersensibilisierung
- Sehr effektiv durch spezielle Zusammensetzung



Art.-Nr.	Inhalt	Preis
237052	5 x 2 ml Spritze After Bleaching Care	98,10 €

Abbildungen können abweichen.

Bleaching u. v. m. auch im Onlineshop [www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)



Jetzt einfach anmelden  
und direkt bestellen!



Breites  
Produktsortiment



Schnelle  
Lieferung



Vertrauen &  
Sicherheit



Clever sparen  
mit Kombi-Angeboten



# Keramik-Reparatursystem

## ReVeneer

Das ReVeneer Reparatursystem erspart Ihnen in den meisten Fällen eine Neuanfertigung von Krone oder Brücke. Das gibt Ihnen endlich Sicherheit. Ästhetisch, intraoral, dauerhaft, sicher und säurefrei.



### Ihre Vorteile:

- Keine Säureätzung (weder Fluss- noch Phosphorsäure)
- Speziell abgestimmt auf intraorale Anwendung
- Extrem hoher Haftverbund
- Geringer Zeitaufwand
- Universell einsetzbar
- Die grüne Farbe von ReVeneer Base macht ein exaktes Auftragen möglich.
- Der Farbwechsel von grün auf farblos macht die abgeschlossene Polymerisation sichtbar und kontrollierbar.

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
232200	ReVeneer Repair Set: 1 Spritze (1 g) ReVeneer Base, 1 Flasche (3 ml) ReVeneer Primer, je 1 Spritze (3 g) Opaker universal hell und Opaker universal dunkel, 6 Fillis Komposit A3,5 à 0,3 g, 3 Fillis Komposit A3 à 0,3 g, 2 Fillis Komposit A2 à 0,3 g, 1 Filli Komposit B2 à 0,3 g, 12 Applikationskanülen (0,9 x 13 mm), 1 Pinselhalter, 6 Einmalpinsel	<b>205,50 €</b>
232205	ReVeneer Adhesive Set: 1 Spritze (1 g) ReVeneer Base, 1 Flasche (3 ml) ReVeneer Primer, 12 Applikationskanülen (0,9 x 13 mm), 1 Pinselhalter, 6 Einmalpinsel	<b>110,10 €</b>

Ästhetik-System für Kunststoffprovisorien

# ENAMEL TEMP plus

Mit dem Enamel plus Temp wird neben der Funktion auch die Ästhetik des späteren Zahnersatzes nachempfunden. Somit bieten temporäre Versorgungen aus Enamel plus Temp die perfekte Grundlage für eine ganzheitliche diagnostische Versorgung. Dies bietet sowohl dem Patienten, als auch dem Behandler die Möglichkeit, vor der endgültigen Versorgung Anpassungen vorzunehmen, die später in die finale Arbeit übernommen werden können.



## IHRE VORTEILE

- In wenigen Schritten zur perfekten Farbe
- Spezielle Schneidefarben
- Natürliche Farben, nahe dem natürlichen Zahn
- Sehr hohe Oberflächenhärte für langlebige Versorgungen
- Schnell und gut zu polieren
- Hervorragende physikalische Eigenschaften



**Biokompatibel\*\* – Nicht toxisch\*\***  
**Reduziert Plaqueanlagerung\*\* – Fluoreszierend**

**\*NEU\* bei Schütz Dental**




Art.-Nr.	Inhalt	Preis
400000	4 x Dentin, 50 g: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4) 1 x Universal Enamel UE2, 50 g 1 x Opalescent Blue Enamel, 50 g 1 x Selbstpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 100 ml 1 x Enamel plus Temp Polierpaste, 100g 1 x Enamel plus Temp Polierbürste	<b>299,40 €</b>
400001	<b>Inhalt Art.-Nr. 400000 zzgl.:</b> 13 x Farben, 10 g: 3 x Dentin: UD0 - UD1 (A1) - UD5, 5 x Enamel: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey 2 x Opak Dentin: DOL (light) - DOD (dark) 2 x Modifier: MO (orange) - MY (yellow) 1 x Pink für Papillen 1 x Lichtpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 10 ml	<b>327,90 €</b>



**estefica**  
**M**  
GRUPPO  
MICERIUM

\*\*Zytotoxizitätstest mit direktem Zellkontakt ASTM F 813-83 und mit Agardiffusion nach ASTM F895-84 mit Test-Extraktion Irritations- und Allergiesensibilisierungstest nach Buehler, OECD 406-92 und DIR CEE 93/21.



**939,- €**

inkl. Grundausstattung  
(Art.-Nr. 676410)

## MicroClean Reinigungssystem

### Mit MicroClean bieten Sie Prothesenträgern einen besonderen Reinigungs-Service.

Das Reinigungssystem MicroClean reinigt Zahnersatz **automatisch, materialgerecht und sehr schonend**. Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden durch MicroClean mühelos automatisch entfernt. Auch an schwer zugänglichen Stellen.

Egal, ob getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen, z. B. Kronen oder Brücken säubern, glänzen und vorpolieren ohne Zeitaufwand, ohne Materialabtrag bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.

#### Ihre Vorteile

- Zusatzleistung abrechenbar
- Perfektes automatisches Reinigen
- Speziell an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schubverteilungsarme)
- Erstklassige gleichmäßige Oberflächenkonditionierung ohne Friktionsverluste! (Teleskoparbeiten)
- Einfache Entfernung von Befestigungszementen
- Der Einsatz von Ultraschallreinigung entfällt
- Erheblich effizienteres, unterbrechungsfreies Arbeiten


#### Zubehör

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
<b>Grundausstattung (je 1 x)</b>	Reinigungsfluid für EcoClean/MicroClean, 500 ml, orange (universal)	678855	27,40
	Reinigungsfluid für EcoClean/MicroClean, 500 ml, grün (säurehaltig)	678857	30,80
	Info-Aufsteller für MicroClean/EcoClean	678860	11,80
	Haltemagnet komplett für MicroClean	678849	29,50
	Pinzette, 18 cm für EcoClean/MicroClean	678852	7,10
	Messzylinder 50 ml für MicroClean	676452	6,00
	Plastik Behälter für EcoClean/MicroClean	678820	8,50
<b>Optional</b>	Plastikbehälter, klein 100 ml für EcoClean/MicroClean	678864	2,90
	Nadeln für MicroClean, 150 g, lang	678865	123,00
	Nadeln für MicroClean, 150 g, kurz	678866	139,20
	Nadeln für MicroClean, 200 g, lang	678856	149,70

*Made in Germany.*

*Klinische Erfahrung seit 1963.*

*Geprüfte Sicherheit und  
Spitzenqualität zum fairen Preis.*



Jetzt im  
**Onlineshop**  
bestellen

## IMPLA und IMPLA Mini

### Mit IMPLA immer das richtige Implantat zur Hand.

Ein gutes Implantatsystem muss nicht kompliziert sein. Das IMPLA System steht mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich der Zahnimplantate für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Das durchdachte System erlaubt Ihnen nahezu alle Indikationen zu behandeln und bleibt dabei gleichzeitig übersichtlich. Die kontinuierliche Weiterentwicklung sorgt für höchste Qualität. Das weltweite Referentennetzwerk, mit nam-

haften internationalen DGZI-Sprechern, bietet Ihnen jederzeit die Möglichkeit, verschiedenste hochkarätige Weiterbildungen im Bereich der Implantologie im In- und Ausland zu besuchen.

#### Ihre Vorteile

- Erfahrung und Sicherheit seit 1963
- 7 Implantatlinien in nur einer Box
- Herausragende Oberflächenreinheit
- Made in Germany
- Integration in den Complete Digital Workflow

**Vereinbaren Sie jetzt einen  
Termin mit Ihrem IMPLA  
Spezialisten: 06003 814-334**



Tradition

**IMPLA meets zebris**  
Funktion in der Implantologie



Fortschritt

**Jetzt Demo-Termin in  
Ihrer Praxis vereinbaren:  
06003 814-0**


## Kombination nur bei Schütz Dental – Noch sicherer und profitabler implantieren

### Sichere Implantologie auf Basis der realen Kiefergelenksbewegungen Ihres Patienten.

Setzen Sie Implantate optimal zur Kiefergelenksbewegung Ihres Patienten und erreichen Sie eine ideale Okklusion. Die Langlebigkeit eines Implantates ist unter anderem maßgeblich von der Einwirkung der Scherkräfte auf das Implantat abhängig. Mithilfe der zebris Real Movement Daten können Sie die **Scherkräfte** von vornherein mit einkalkulieren.

#### Ihre Vorteile

- Noch höhere Sicherheit
- Genauere, vorhersehbarere Ergebnisse
- Zusätzliche Abrechnungsmöglichkeit
- Patientenvertrauen
- Digital Image
- Mehr Privatpatienten





**Tizian JMA Optic** by zebris  
**Die sichere Prothetik.**

## Die neue Dimension des funktionsorientierten digitalen Workflows

### Willkommen in der Welt der funktionellen digitalen Zahnmedizin.

Präzise, sicher, schnell und wirtschaftlich! Das Tizian JMA Optic-System basiert auf der neuesten optischen Sensortechnologie und ist somit die neue Dimension in der funktionellen Zahnmedizin.

**Jetzt Demo-Termin vereinbaren!**

Vereinbaren Sie jetzt Ihren **kostenlosen Demo-Termin** in Ihrer Praxis.

Oder melden Sie sich zu einem zebris Kurs an.

**06003 814-0**  
**info@schuetz-dental.de**



### Ihre Vorteile:

- **Sichere Prothetik**
- **Forensische Absicherung**
- **Dokumentation**
- **Zusätzliche Abrechnung**
- **Begeisterte Patienten**
- **Digital Image für Ihre Praxis**
- **Entscheidender Wettbewerbsvorteil**



Abbildungen können abweichen.

SCHÜTZ DENTAL

# Intraoral-Scanner i700w

Der einfache Einstieg in die digitale Zahnheilkunde

MEDIT

## Ihre Vorteile durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme – zebris + i700w:

- Sie erhöhen den Privatleistungsanteil Ihrer Praxis
- Sie stellen sichere + funktionsorientierte Prothetik her
- Sie reduzieren Ihre Einschleifzeiten
- Sie profitieren von der kompletten Integration in unseren „Complete Digital Workflow“

Angebot anfragen!



## Tizian JMA Optic by zebris


- **Einfache** Anwendung
- **Schnelles** Aufzeichnen der echten Kiefergelenksbewegungen
- **Präzise**, wissenschaftlich fundiert
- **Offene** Datenschnittstelle
- **Wirtschaftlich**, hoher ROI



## Intraoral-Scanner i700w

- **Einfaches** Handling
- **Schnelle** Aufzeichnung, puderfrei
- **Präzise** intelligente Scan-Aufzeichnung
- **Offene** Datenschnittstelle
- **Wirtschaftlich**, hoher ROI





## MDR leicht gemacht

Von der Zettelwirtschaft zur digitalen cloudbasierten Sicherheit

Die Abrechnungs- und Managementsysteme für Dentallabore und Zahnarztpraxen/-kliniken konnten in den vergangenen Jahrzehnten viele tausend Anwender im deutschsprachigen Raum überzeugen. **Die Softwareprodukte von Datext stehen für einzigartige Qualitätsstandards, intuitive Bedienbarkeit und stetige Weiterentwicklung.**

Michael Stock (Vertriebsleiter Schütz Dental): *"Rentabilität, Deckungsbeitrag, Controlling, Produktivität – mit diesen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen werden wir täglich bei unseren Kunden konfrontiert: mit diesen Anforderungen haben wir uns an DATEXT gewendet und gemeinsam erfolgversprechende Auswertungen für Zahnarztpraxen und Dentallabore definiert. Diese Kooperation ist gewinnbringend für unsere Kunden – also ab sofort treffen Sie uns gemeinsam bei Präsenzveranstaltungen, Laborveranstaltungen und online mit geballter Power von zwei starken Partnern."*

## Sprechen Sie Ihren Schütz Dental Verkäufer an!

Online- und Präsenzschulungen zu verschiedenen Themen rund um

- MDR
- Abrechnung
- Qualitätsmanagement
- die erfolgreiche Einführung eines Intraoral-Scanners und der CAD/CAM Technologie in den eigenen Workflow.

**isiDent®**

PRAXISMANAGEMENT

ilab

# Schütz Events

## Besuchen auch Sie einen unserer Kurse.

Das Thema „**Digitalisierung**“ ist aus der Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken. Nehmen Sie teil an diesen Entwicklungen und lassen Sie sich **inspirieren** durch **innovative Konzepte** für Praxis und Labor.

Ob Zahntechniker, Zahnarzt oder Implantologe:

Bilden Sie sich und Ihr Team weiter. Begeistern Sie Ihre Kunden, **motivieren** Sie Ihre Mitarbeiter und investieren Sie damit schon heute in **Ihre Zukunft**.

Melden Sie sich jetzt für einen unserer Kurse an.

### Unser Angebot:

- >> Spannende Live-Previews
- >> Praxisnahe Hands-on Kurse
- >> Individuelle Schulungen für Sie und Ihr Team
- >> Von Anwendern für Anwender

### Ihr Nutzen:

- >> Aktuellste Techniken und Verfahrensweisen
- >> Modernste Maschinen
- >> Von Anwendern für Anwender
- >> Workshop-Charakter mit kollegialem Austausch



Alle Kurse finden Sie unter [www.sdent.eu/kurse](http://www.sdent.eu/kurse)

Jetzt online buchen



*Die Investition in Wissen  
bringt noch immer  
die besten Zinsen.*

*- Benjamin Franklin*

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Schütz Dental GmbH

### § 1 Allgemeines – Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Schütz Dental GmbH (nachfolgend Verkäufer genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Der Verkäufer tätigt Geschäfte ausschließlich mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend Käufer genannt).

Ein Kaufinteressent, der nicht Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sondern Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, hat dies dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

### § 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Der Verkäufer behält sich vor, eine Bonitätsprüfung des Käufers vorzunehmen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Prüfung ist der Verkäufer berechtigt, Änderungen der Lieferbedingungen oder des Zahlungsziels und der Zahlungsart vorzunehmen. Bei negativer Bonitätsbewertung ist der Verkäufer auch berechtigt, von einem bereits abgeschlossenen Vertrag schadensersatzfrei zurückzutreten.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) Angaben aus Prospekten, Preislisten oder dem Angebot sind nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich Vertragsbestandteil geworden.

(5) Die Angestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

(6) Der Käufer ist an seine Bestellung (Vertragsangebot des Käufers) 14 Werktage gebunden. Eine Annahme der Bestellung kann von dem Verkäufer entweder durch schriftliche Bestätigung oder Auslieferung der Ware angenommen werden.

(7) Der Vertragsschluss steht verkäufersseitig unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Selbstbelieferung. Leistungsstörungen sind dem Käufer in angemessener Zeit mitzuteilen.

### § 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Hiernach gelten die Preise zum Zeitpunkt der Warenauslieferung. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten. Lieferungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu dessen Lasten und Kosten versichert. Anker, Geschiebe und Riegel, Gold und Lot werden grundsätzlich per Einschreiben oder Wertpaket zu Lasten und Kosten des Käufers versandt.

(3) Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Aus- und Einbauarbeiten werden, neben den Materialkosten, separat nach Zeitaufwand berechnet. Es gelten die jeweils gültigen Stundensätze des Verkäufers zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt, sowie zuzüglich eventuell anfallender An- und Abfahrtskosten.

(4) Bei einer wesentlichen Änderung der auftragsbezogenen Personal- und Materialkosten nach Vertragsabschluss ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Der Verkäufer hat nach Aufforderung durch den Käufer die Preiserhöhung nachzuweisen. Bei einer Preiserhöhung von über 10% des Nettobetrages ist der Käufer binnen 10 Tagen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(5) Etwaig gewährte Rabatte seitens des Verkäufers sind vom Käufer/Behandler entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen an den Patienten weiter zu geben.

### § 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterverlieferanten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer innerhalb angemessener Frist benachrichtigt.

(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht zumutbar.

(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

(7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unterganges auf den Käufer über.

(8) Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers, auch im Falle des frachtfreien Versandes.

### § 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

### § 6 Gewährleistung

(1) Der Verkäufer gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt für mechanische Teile der Produkte ein Jahr, für elektronische Teile sechs Monate und beginnt mit dem Lieferdatum.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. Die Gewährleistung entfällt auch, wenn ein Schaden darauf zurückzuführen ist, dass die Ware von dritter Seite bearbeitet oder repariert wurde, die Ware einem anderen als dem vorgesehenen Verwendungszweck zugeführt, die Bedienungsanleitung nicht beachtet wurde oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik mißachtet wurden.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, entscheidet der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, ob das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt oder von diesem abgeholt wird.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder bei erheblichen Mängeln auch Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

(8) Der Käufer trägt das Risiko, dass die von ihm bestellten Waren für den von ihm beabsichtigten Zweck geeignet und zugelassen sind. Empfehlungen des Verkäufers hierzu sind unverbindlich.

(9) Ein Mangel an einem Teil der Ware führt nicht zu einem Mangel an der gesamten Ware bzw. Lieferung und berechtigt den Käufer nicht zum Rücktritt vom Vertrag.

(10) Eine Gewährleistung des Verkäufers für Verbrauchteile und -geräte sowie für Verschleißteile ist ausgeschlossen.

(11) Für Fremderzeugnisse, die der Verkäufer im Auftrag des Käufers beschafft und geliefert hat, tritt der Verkäufer seine gegenüber dem Fremdhersteller bestehenden Gewährleistungsansprüche hiermit an den Käufer ab. Der Käufer erklärt hiermit die Annahme der Abtretung.

(12) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen.

### § 7 Ersatzteile

Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Maschine Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

### § 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer veräußert das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungszureicherungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn wiederum, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrage.

### § 9 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Zahlt der Käufer binnen 10 Tagen nach Rechnungsstellung, so ist er berechtigt, vom Rechnungsbetrag ein Skonto von 2% abzuziehen. Ein nachträglicher Skontoabzug ist ausgeschlossen. Reparatur- und Serviceleistungen sind sofort mit Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks/Wechsel gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck/Wechsel unwiderruflich gutgeschrieben ist.

(3) Eine Wechselselbige bedarf der ausdrücklichen, vorherigen Genehmigung durch den Verkäufer. Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers, ebenso trägt er die Gefahr der rechtzeitigen Vorlegung und Protesterhebung.

(4) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlicher Höhe, derzeit von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(5) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen oder der Käufer seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

(6) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.

### § 10 Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Produkt- und Konstruktionsänderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

### § 11 Patente und Urheberrechte

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Warenzeichen oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreifen überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hat wahrheits das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, daß er entweder

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft

oder

b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

(3) An Zeichnungen, Skizzen, Katalogen, Planungen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer seine Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Verkäufers Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

### § 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

### § 13 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungshelfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung.

### § 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, Nebenabreden

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des Internationalen Kaufrechts (CISG).

(2) Soweit der Käufer Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Dem Verkäufer steht es frei, den Käufer auch an dessen Sitz zu verklagen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit, Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen, undurchführbaren oder nicht durchsetzbaren Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen werden die Parteien anstreben, sich im Wege der Verhandlungen auf eine nach Ort, Zeit, Maß und Gesetz und Rechtsprechung angemessene Bestimmung zu verständigen, die, soweit rechtzeitig möglich, dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung von den Parteien gewollt war. Das Vorstehende gilt entsprechend für etwaige Lücken in diesen Geschäftsbedingungen. (4) Nebenabreden oder Änderungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.



Wir sind gerne für Sie da!



06003 814-0



info@schuetz-dental.de



www.schuetz-dental.de

## Schütz Dental Newsletter

Jetzt registrieren und immer einen Schritt voraus sein.

Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Aktionen mit unseren Newslettern zu den Themenbereichen Zahntechnik, Zahnmedizin und Implantologie. Verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen oder Veranstaltungen von Schütz Dental.

Registrieren Sie sich gleich unter: [sdent.eu/newd](https://sdent.eu/newd)

## Onlineshop

Schnell und einfach online bestellen.

Bestellen Sie rund um die Uhr, wann und wo immer Sie möchten. Ganz bequem über unseren Schütz Dental Onlineshop. Registrieren Sie sich jetzt und bestellen Sie direkt, einfach und schnell online.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.  
Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

[www.schuetz-dental.de](https://www.schuetz-dental.de)

Besuchen Sie uns online!



Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906  
[www.schuetz-dental.de](https://www.schuetz-dental.de) • [info@schuetz-dental.de](mailto:info@schuetz-dental.de)

