



# Bonding-Serie

... verbindet, was  
zusammen gehört



# Sebond Smart


## – der bewährte Metall-Bonder

### Indikationen:

- Die chemische Adhäsion bei Komposit-Verblendungen
- Sicherer Verbund: Kunststoff/Komposit mit Metall

### Vorteile:

- Extrem hohe Haftwerte
- Keine zusätzliche Lichtpolymerisation nötig
- Geruchsneutral
- Der Primer ist universell auf allen gängigen Metallen und mit allen gängigen Komposit-Systemen anzuwenden
- Für einen sicheren und dauerhaften Verbund
- Hohe biologische Verträglichkeit



*Sebond Smart 5 ml,  
Best.-Nr. 640066*

# Sebond Pink/Sebond Dentin


## – der Bondopaker mit extrem hoher Haftung

### Indikationen:

- Zur Abdeckung von Modellguss-Sätteln und Klammern

### Vorteile:

- Opaker und Bonder in einem
- Sehr hohe Deckkraft
- Durch die Farbangleichung des Opakers mit dem Prothesenwerkstoff erreichen Sie vollendete, harmonische Ergebnisse
- Das komfortable Arbeiten überzeugt
- Sie brauchen zwei Arbeitsschritte weniger und können auf einen zusätzlichen Metall-Bonder verzichten
- Sichtbare Klammern „verschwinden“ in der Mund-situation durch die farbliche Angleichung
- Sparen Sie Zeit und Geld
- Wenn Sie Modellgüsse komplettieren, ist dieser Bondopaker einfach das Richtige für Sie
- Monomerresistent und keine Schlieren im Kunststoff



*Sebond Dentin A3 2 g,  
Best.-Nr. 644094*  
*Sebond Dentin A4 2 g,  
Best.-Nr. 644095*  
*Sebond Dentin B1 2 g,  
Best.-Nr. 644096*  
*Sebond Dentin C3 2 g,  
Best.-Nr. 644098*  
*Sebond Dentin D2 2 g,  
Best.-Nr. 644099*



*Sebond Pink hell 5 g,  
Best.-Nr. 644090*  
*Sebond Pink dunkel 5 g,  
Best.-Nr. 644091*

# Sebond Implant/Alphalink Implant

## – Verkleben von individuellen Abutments aus Zirkon

### Indikationen:


- Verkleben Sie Ihre individuellen Abutments mit den entsprechenden Klebebasen
- Verwenden Sie dieses System zum sicheren Verkleben von Suprakonstruktionen auf Abutments

### Vorteile:

- Speziell für den Verbund mit Zirkon entwickelt, daher ein Höchstmaß an Sicherheit
- Intraorale Anwendung = schnelles Aushärten
- Anwendung auf Modell = längere Verarbeitbarkeit
- Hohe Haftwerte



Alphalink Implant 2 x 4 g,  
Best.-Nr. 640076



Implantat geklebt auf  
Titan-Klebebasis



Sebond Implant 5 ml,  
Best.-Nr. 640075

# Sebond Smart Zr

## – der innovative Zirkon-Bonder

### Indikationen:

- Für den sicheren Verbund zwischen Zirkonoxid und Komposit

### Vorteile:

- Keine zusätzliche Lichtpolymerisation nötig
- Für einen sicheren und dauerhaften Verbund



Sebond Smart Zr 5 ml,  
Best.-Nr. 640068



# Sebond Grip



## – der zusätzliche mechanische Verbund für noch mehr Sicherheit

### Indikationen:

- Für Kunststoff-Verblendungen

### Vorteile:

- Sebond Grip wird einfach zwischen Metall-Bonder und Pastenopaker aufgetragen
- Leichtes Fließverhalten – dünne Verbindungsschicht zum Primer auf Metall
- Pastenopaker muss nicht mehr als „Wash“ aufgetragen werden, Zeitersparnis für Sie
- Geringe Pigmentierung – deutlich schnellere Polymerisation
- Höhere Haftwerte und sehr gute chemische Anbindung bei beliebigen Pastenopakern



- Guter Verbund auch bei Systemen ohne Metall-Bonder
- Kau- und Abscherkräfte haben durch Sebond Grip kaum eine Chance

Sebond Grip 3 g,  
Best.-Nr. 644092



# dialog Bonding Fluid


## – der universelle Kunststoffverbund

### Indikationen:

- Individualisierung, Erweiterung und Reparatur von lichthärtenden Verblendmaterialien und Kunststoffen

### Vorteile:

- Lichthärtend.
- Bildet eine sichere Verbindungsschicht zwischen Komposit/Komposit und Komposit/Kunststoff
- Ästhetische Individualisierungen (keine dunklen Ränder)
- Gute Verarbeitung
- Durch die spezielle Formel können auch hoch vernetzte konfektionierte Kunststoffzähne mit Hilfe dieses Bonders einfach und sicher individualisiert werden



Bonding Fluid 7 ml,  
Best.-Nr. 643922





## Kontakt

Wir sind gerne für Sie da:

Telefon	+49 (0) 6003 814-0
Fax	+49 (0) 6003 814-906
E-Mail	info@schuetz-dental.de

[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de)

Besuchen Sie uns online!



Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906  
[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de) • [info@schuetz-dental.de](mailto:info@schuetz-dental.de)