

ReVeneer

Die Rettung bei Keramikfrakturen





Ausgangszustand



Endzustand

Die Lösung bei Keramikfrakturen!

Zwei einzigartige Produktvorteile führen zu einem sicheren und ästhetisch einwandfreien Resultat.

ReVeneer ist ein geniales System, das aus Primer, Basispaste und Komposit besteht. In den meisten Fällen erspart es Ihnen die Neuerstellung einer Krone oder Brücke.

Das ReVeneer-System bietet eine einfache Lösung, die Zahnarzt und Patient sofort überzeugt: ästhetisch, langlebig, sicher und säurefrei.

Vorteile von ReVeneer

- Keine Säureätzung (weder Fluss- noch Phosphorsäure)
- Sichere, intraorale Anwendung bedenkenlos möglich
- Silanfrei und somit unempfindlicher gegen Speichel
- Extrem hoher Haftverbund
- Geringer Zeitaufwand
- Universell einsetzbar
- Auf allen gängigen Keramiken getestet (Feldspat- und Glaskeramik, Presskeramik, Zirkondioxid, Aluminiumoxid)
- Verwendung handelsüblicher Polymerisationslampen (Halogen, LED, Plasmalicht) möglich

Dr. med. Gerrit Meyer von der Universitätsklinik Mainz ist begeistert:


„Sehr positiv fiel die Grünfärbung der Paste auf, die einen schönen Kontrast zur Keramik bietet und somit ein exaktes Arbeiten erleichtert.“



Die grüne Farbe von ReVeneer Base ermöglicht Ihnen ein exaktes Auftragen. Der Farbwechsel von grün auf farblos macht die abgeschlossene Polymerisation sichtbar und kontrollierbar.

Keramikreparatur in der Praxis mit ReVeneer

Klinischer Fall einer Keramikfraktur.



Hinweis: Dieser Prospekt ist keine Verarbeitungsanleitung. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitung die mit dem Produkt geliefert wird. Die Verantwortung für die Behandlung obliegt dem behandelnden Zahnarzt.
Fotos: Dr. med. dent Gerrit Meyer, Universitätsklinik Mainz; Zahnarzt Guido Schwalm, Rosbach.

Verpackungseinheiten ReVeneer

Sets

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt
232205	ReVeneer Adhesive Set	1 Spritze (1 g) ReVeneer Basispaste 1 Flasche (3 ml) ReVeneer Primer 12 Applikationskanülen (0,9 x 13 mm) 1 Pinselhalter 6 Einmalpinsel
232200	ReVeneer Repair Set	1 Spritze (1 g) ReVeneer Basispaste 1 Flasche (3 ml) ReVeneer Primer 12 Applikationskanülen (0,9 x 13 mm) 1 Pinselhalter 6 Einmalpinsel 1 Spritze (3 g) Opaker Universal hell 1 Spritze (3 g) Opaker Universal dunkel 6 Fillis (0,3 g) Komposit A3,5 3 Fillis (0,3 g) Komposit A3 2 Fillis (0,3 g) Komposit A2 1 Filli (0,3 g) Komposit B2

Nachfüllpackungen

Art. Nr.	Beschreibung	Verkaufsmenge
232210	ReVeneer Basispaste	1 g
232211	ReVeneer Primer	3 ml
232220	ReVeneer Opaker Universal hell	3 g
232221	ReVeneer Opaker Universal dunkel	3 g
232231	ReVeneer Komposit A2	3 Fillis (je 0,3 g)
232232	ReVeneer Komposit A3	3 Fillis (je 0,3 g)
232233	ReVeneer Komposit A3.5	3 Fillis (je 0,3 g)
232236	ReVeneer Komposit B2	3 Fillis (je 0,3 g)



Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906

www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de